

# Flüsterleise Sauerstoff-Therapie



## EverFLO Sauerstoffkonzentrator

- Klein, leicht und kompakt
- Geringer Stromverbrauch

[www.habel-medizintechnik.at](http://www.habel-medizintechnik.at)

## Eigenschaften - EverFlo

Der EverFlo ist ein **ultraleiser** und kompakter Sauerstoffkonzentrator für die Heimtherapie. Das **kleine und leichte Gerät** lässt sich sehr einfach verstauen und transportieren. Der EverFlo ist **besonders energiesparend** und wartungsarm zugleich (Filterwechsel nur alle 2 Jahre).

## Vorteile - EverFlo

- geringes Gewicht (14 kg)
- kompakte Abmessungen (h: 58 x b: 38 x t: 24 cm)
- geringer Stromverbrauch
- niedriges Betriebsgeräusch (< 40 dBA)
- hohe Leistungsfähigkeit
- 5 Jahre Garantie
- Filterwechsel nur alle 2 Jahre

**Schlauch-Anschluss aus Metall**  
gewährleistet eine lange Lebensdauer.

**Einfache Bedienung**  
mit Ein-/Ausschalt-Taste & Alarmanzeigen.

**Reduzierte Bruchschäden** durch vertieften Flowmeter.

**Einfaches Tragen**  
durch anatomisch geformten Tragegriff.

**Befeuchter-Halterung**

**integriertes Fach**  
zum Verstauen des Schlauches.

Technische Daten   EverFlo	
Abmessungen	58 cm x 38 cm x 24 cm (HxBxT)
Gewicht	14 kg
Stromaufnahme	230V, 50 Hz, 1,3 A, 290 W max.
Durchfluss	0,5 bis 5 lpm
O <sub>2</sub> -Konzentration	93% +/- 3% bei 5 lpm
Betriebsgeräusch	< 40 dBA
Betriebsumgebung	12 bis 32°C, 0 bis 2286 m Höhe bis 95% rel. Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend



**EverGo - portabler Sauerstoffkonzentrator**

Der zusätzlich erhältliche tragbare Sauerstoffkonzentrator EverGo kombiniert eine therapeutisch effiziente Therapie mit mehr Freiheit für den Patienten. EverGo nimmt Ihnen die Sorgen, das Warten auf Sauerstofflieferungen und komplizierte Wartungen ab und vereinfacht so das Leben für den Anwender.