

Technische Daten | EverGo

Netzanschluss	universeller Eingang: 100-240 V AC, 50-60 Hz, 1,0 A; Ausgang: 18 V DC, 5 A
12V Anschluss	12-18 V DC, 5 A
Stromverbrauch	110 W bei 100 VAC (ladend) 120 W bei 240 VAC (ladend) 70 W (nicht ladend)
O ₂ -Konzentration	90% +/- 3%
Dosierung der abgegebenen Sauerstoffimpulse	Einstellung von Stufe 1 bis 6 in halben Schritten
Gewicht	4,5 kg mit zwei Akkus 3,9 kg mit einem Akku
Abmessungen	30,5 cm (L) x 15,2 cm (B) x 21,6 cm (H)
Akkuleistung zwei Akkus	8 Stunden (Stufe 2, 20 Atemzüge/min), 1 Akku: 4 Stunden (Stufe 2, 20 Atemzüge/min)
Geräuschpegel	47 dBA typisch für Stufe 2
Filter	Grobpartikel, Lufterlassfilter, Micro-Felt-Filter (antibakteriell)
Alarmfunktionen bei fallender O ₂ -Konzentration	Warnung vor niedrigem Sauerstoffgehalt bei 83%
Betrieb	Höhe über Null bis zu 2400 m
Alarmer & Anzeigen	Alarm bei verbleibender Akkuleistung von 17 min, Akku-Status auf Touchscreen und auf Akku, Alarm bei ausbleibender Atmung nach zwei Minuten
O ₂ -Kapazität	1,05 l/min (dosierte Sauerstoffimpulse)