

# Micropump MP<sub>mlh</sub>+

BESTELL  
KATALOG

|                                    |  |   |
|------------------------------------|--|---|
| Referenz                           | KP1.12.220.6 MP+ mlh Multi syringes<br>KP1.12.202.4 MP+ mlh BD 20 ml<br>KP1.12.209.4 MP+ mlh BBraun 20 ml<br>KP1.12.208.4 MP+ mlh Codan 20 ml  |   |
| Infusionsmodi                      | - Kontinuierlich<br>- Kontinuierlich + Bolus   |   |
| Fördergenauigkeit                  | +/- 2 %  |   |
| Sicherheitsfunktionen              | - Erkennung falsche Spritzenplatzierung<br>- Arretierbare Durchflussrate   |   |
| Herunterladbares Ereignisprotokoll | Ja   |   |
| Spezifikationen                    | Für MPmlh+ Multi syringes: passend für Standardspritzen führender Hersteller (BD, Terumo, BBraun, Codan/LMT) von 10 bis 50 ml<br><br>Alle anderen MPmlh+ Varianten sind auf bestimmte Spriztentypen ausgerichtet <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausfallsichere Überwachung durch Motor mit dualem Mikroprozessor</li> <li>• Beleuchtetes LCD Display bestätigt den korrekten Betrieb mit Alarm- und Warnhinweisen</li> </ul> |   |
| Alarmer & Warnhinweise             | - Nahes Infusionsende<br>- Niedriger Batteriestand<br>- Okklusion<br>- Systemausfall<br>- Ende der Infusion  | - Batterie leer<br>- Pumpe angehalten<br>- Pumpenmanipulationswarnung<br>- Entlüftungsanzeige<br>- Bolus-Abgabe |
| Rate                               | 0.1 bis 28.0 ml/h, in 0.1 ml/h - Schritten (für BD-20 ml)  |   |
| Lebensdauer der Batterie           | Über 70 volle Infusionen bei mittlerer Rate (2-3 Monate kontinuierlich)  |   |
| Gewicht inkl. Batterie             | 220 g inkl. Batterien (Alkaline LR03 AAAx6)  |   |
| Abmessungen                        | 170x61x32 mm   |   |

Enthält 6 x 1,5 V alkalische Batterien & Tragetasche

## Zubehör für MPmlh+ Pumpe

|  |   |  |   |   |
|--|---|--|---|---|
|  | <p>MP+ Tragetasche mit transparentem Fenster 20-50 ml<br/>Enthalten in allen MP+ Systemen</p> <p>KM1.YY.604.1</p> |   | <p>Einwegtasche für MP+ Pumpen (Packung mit 20 St.)</p> <p>KM1.YY.561.1</p> |  <p>MP+ Soft Locker box 20 ml</p> <p>KS1.12.164.1</p> |
|  | <p>MP+ Ständerklemme</p> <p>KM1.EE.121.1</p>  |  |   |   |