

Bereits
10 Mio.
weltweit
verkauft*



Traumhafter Tragekomfort in der Schlafapnoe-Therapie



DreamWear

volle Bewegungsfreiheit
in jeder Schlafposition

HABEL
MEDIZINTECHNIK

Ihre Nasenmaske für ein natürliches Schlafgefühl

Das revolutionäre Design der DreamWear Maske ermöglicht Ihnen einen ganz neuen Tragekomfort und kann Ihnen die Schlaftherapie dadurch ganz erheblich erleichtern.



Hoher Tragekomfort – Keine Abdrücke

Bei der DreamWear Maske liegt das Maskenkissen unter der Nase an. Somit berührt sie das Gesicht nur dort, wo sie es muss. Dabei wird anschmiegsames, hautfreundliches Silikon verwendet. Das Ergebnis: weniger Abdrücke im Gesicht, keine Reizungen auf dem Nasenrücken.

Ermöglicht jede Schlafposition

Mit der DreamWear können Sie sich im Schlaf wieder völlig frei bewegen, ohne Behinderung durch Schlauch oder Maske. Durch den drehbaren Schlauchanschluss auf dem Kopf haben Sie keinen störenden Schlauch im Gesicht. So können Sie jederzeit die angenehmste Schlafposition finden, egal ob Sie am liebsten auf dem Bauch, Rücken oder auf der Seite liegen.

Endlich wieder Freiraum

Mit dem innovativen Maskenkissen unter der Nase ermöglicht Ihnen die DreamWear ein extrem weites Sichtfeld. Das ist besonders für Brillenträger angenehm. Sie können im Bett vor dem Einschlafen wieder mit dem Partner kommunizieren, fernsehen oder lesen.

Ihre Vorteile



Keine Abdrücke



Volle Bewegungsfreiheit



Freie Sicht

Weicher Silikonrahmen

Aus hochwertigem, strapazierfähigem Material, schmiegt sich sanft an das Gesicht ohne Druckstellen zu hinterlassen

Maskenkissen unter der Nase

Sanfter Sitz, der die Nase nicht einengt mit durchgehender Nasenöffnung für freies Atmen

Innovatives Design

Die erste Maske auf dem Markt mit Schlauchanschluss oben am Kopf

Bereits
10 Mio.
weltweit
verkauft*

Drehbarer Anschluss

Ermöglicht volle Bewegungsfreiheit

Austauschbare Maskenkissen

Vier Kissengrößen in einem Set

Stoffpolster

Abnehmbar für eine hygienische Reinigung von Rahmen und Polstern



Anleitung zur Anpassung der DreamWear Maske

Das DreamWear Masken-Set beinhaltet Maskenkissen in 4 verschiedenen Größen sowie eine Anpass-Schablone, um die ideale Maskenkissengröße zu bestimmen.



1. Schritt

Um die Größe des Maskenkissens zu bestimmen, wird die Anpass-Schablone waagrecht unter die Nase gehalten.



2. Schritt

Nehmen Sie die zusammengesetzte Maske und platzieren Sie das Kissen unter Ihrer Nase, sodass die Kissenöffnungen direkt unter den Nasenlöchern liegen.



3. Schritt

Positionieren Sie den Rahmen oben an Ihrem Kopf und ziehen Sie die Haltebänder über den Hinterkopf.



4. Schritt

Um die Maske exakt anzupassen stellen Sie die Haltebänder entsprechend nach. Das Ausatemventil sollte sich oben am Scheitelpunkt des Kopfes befinden.

Bestellhinweis

Artikel Größe	Art.-Nr.	VE/Stk.
DreamWear Maske Fit-Pack mit 4 Maskenkissen Größe S, M, MW, L und Maskenrahmen in M	78 1116 700	1

HABEL Atemzentren ganz in Ihrer Nähe

Ihre erfolgreiche und komfortable Therapie sowie die Verbesserung Ihrer Lebensqualität liegen uns am Herzen.

Sie erhalten modernste Therapiegeräte, umfangreiche und kompetente Serviceleistungen sowie eine bundesweite Betreuung.

