



Hoher Tragekomfort durch leichtes GEL-Material



ComfortGel Blue Nasenmaske

flüsterleise – passgenau – leicht

HABEL
MEDIZINTECHNIK

ComfortGel Blue Nasenmaske

Das ComfortGel Blue Nasenmasken-Set sorgt für höchste Masken-Performance und langfristige Compliance.

- Reduzierte Betriebsgeräusche durch Mikroausatemdiffusoren, die die Ausatemluft vom Bettpartner weglenken.
- Leckagefreie, komfortable Therapie durch GEL Polster und ComfortFlap.
- Mehr Stabilität, weniger Druckstellen mittels Premium Stirnpolster mit großer Auflagefläche.



Flüsterleiser Betrieb
durch Mikroausatemdiffusoren



Exakte Anpassung

durch *One-Size-Fits-All* Kopfband mit Klettverschlüssen sowie StabilitySelector Stirnbügel

ComfortFlap



GEL



+

=

Leckagefreie und komfortable Therapie

Stabilität ohne Druckstellen

durch *Premium* Stirnpolster



Kein erneutes Anpassen
durch *QuickClip* Kugelgelenke

Bestellhinweis

ComfortGel Blue Nasenmaske	Größe	Art.-Nr.	VE/Stk.
Maskenset mit Ausatemöffnungen	Petite	781070067	1 Set
	Small	781070066	1 Set
	Medium	781070065	1 Set
	Large	781070064	1 Set
Kopfband One-Size-Fits-All	–	781033678	1 Stk.