



Die Mund-Nasen-Maske mit freiem Sichtfeld



Amara View

die innovative Minimalkontakt-Maske
klein und leicht bei hoher Stabilität

HABEL
MEDIZINTECHNIK

Amara View - Die innovative Maske im einzigartigen Design

Das innovative und einzigartige Design des Maskenkissens mit der Abdichtung unter der Nase ermöglicht dem Anwender ein größtmögliches Sichtfeld bei hoher Stabilität und minimaler Kontaktfläche.

Für gesunden Schlaf und ein aktives Leben

Die neue Mund-Nasen-Maske Amara View kombiniert minimalen Kontakt mit maximaler Bewegungsfreiheit und freiem Sichtfeld und das bei höchster Stabilität. Ihr revolutionäres, anwenderfreundliches Design ermöglicht sogar das Tragen einer Brille.

Dank des Maskenkissens mit Abdichtung unter der Nase werden Druckstellen auf dem Nasenrücken verhindert. Weiters erlauben nur wenige Einzelteile eine schnelle und einfache Reinigung der Amara View.



Komfortables Kopfband
für optimalen Maskensitz

Einfache
Handhabung
mit nur einem
Maskenrahmen für
alle Maskenkissen

NEU
Selbsteinrastende
Magnet-Clips für
eine schnelle und
einfache Anpassung

Innovatives Maskenkissen
mit guter Abdichtung

Schnellverschluss
mit flexiblem Schlauch



Bestellinformationen

Artikel	Größe	Art.-Nr.	VE/Stk.
Amara View Maske mit Ausatemventil und Kopfband	S	781090602	1
	M	781090603	1
	L	781090604	1