



# Das moderne Konzept für die Zukunft der Intubation



## Airtraq Avant – optisches Mehrweg-Laryngoskop

mit Tubus-Führungskanal  
kostengünstig, zuverlässig, servicefrei

**HABEL**  
MEDIZINTECHNIK

# Airtraq Avant

optisches Mehrweg-Laryngoskop

## Eigenschaften

Airtraq Avant ist ein anatomisch geformtes Laryngoskop mit einem Führungskanal für den Endotrachealtubus und einem Kanal für die hochauflösende Optik.

Der Airtraq Avant setzt sich aus einer **100x wiederverwendbaren Optik** sowie aus **kostengünstigen Einwegspateln in 2 Erwachsenengrößen** zusammen, ein teures und wartungsintensives Zusatzgerät ist nicht notwendig.



Uneingeschränkte, vergrößerte Sicht dank hochauflösender Optik, Anti-Beschlagsystem und Kaltlichtquelle



Wie der Airtraq SP ist auch der Airtraq Avant in wenigen Sekunden einsatzbereit, verursacht durch seine Konzeption äußerst geringe Kosten pro Intubation und ist daher bei allen Intubationen – von der Routine bis hin zum Notfall – einsetzbar.

## Vorteile

- **Uneingeschränkte, vergrößerte Sicht** auf die Atemwege, während der gesamten Intubation.
- **Intubation in jeder Lage möglich**, z. B. auch im Sitzen, der Hals muss dabei nicht überstreckt werden.
- **Besonders einfache Anwendung**, kurze Lernphase.
- **Ideal auch für Trainingszwecke** durch die wiederverwendbare Optik, optionales Videosystem zum Aufzeichnen und für die Wiedergabe über Monitor oder Computer.

## Anwendungsmöglichkeiten

- bei **Routine**-Intubationen
- bei **erwartet schwierigen** Intubationen
- bei **schwierigen** Intubationen
- bei **Notfall**-Intubationen
- bei Ruhigstellung der Halswirbelsäule
- zur Darstellung der Stimmbänder

## Bestellhinweis

Artikel		Art.-Nr.	VE/Stk.
Wiederverwendbare Optik		34A-501	1
Einweg-Spatel für ET-Tuben von 7,0 – 8,5 mm		34A-511	50
Einweg-Spatel für ET-Tuben von 6,0 – 7,5 mm		34A-521	50
<b>Zubehör</b>			
HABEL Airtraq Wifi-Camcorder inkl. Koffer, Ladestation und Ladekabel		34A-390SET	1