



VAP-Prävention durch optimale Mundhygiene



BALLARD Mundhygiene-Einzelkomponenten

atraumatisch und sicher
Reduktion gefährlicher Infektionen

HABEL
MEDIZINTECHNIK

BALLARD Mundhygiene-Einzelkomponenten

Flexible Absaug-Zahnbürsten

mit weichen, sanften Borsten, die Zahnbelag, Partikel und Sekrete entfernen. Das einteilige Design gewährleistet, dass die Borsten nicht ausfallen.

Y-Stück & Daumenventil

Ermöglichen den parallelen Einsatz zweier Absaugschläuche (1x zum TrachCare geschlossenen Absaugsystem, 1x zum Mundhygiene-Artikel), sowie ein kontaminationsfreies Absaugen durch das Intensiv-Personal.

Saugtupfer

mit abgewinkelter Spitze, um leichter an die bukkalen Flächen zur Entfernung der Mundsekrete zu gelangen. Der sanfte Schaumstoff reinigt, stimuliert und erfrischt die Mundschleimhaut.

Biegsame Absaugkatheter

unterstützen bei der Entfernung von Mundsekreten im Rachenbereich.

Bestellhinweis

Mundhygiene-Einzelkomponenten		Art.-Nr.	VE/Stk.
BALLARD Y-Stück und Daumenventil		3112606	25
BALLARD Absaug-Zahnbürste		3112602	25
BALLARD DentaSwab Abgewinkelter Absaugtupfer		3112603	25
BALLARD DentaSwab Reinigungsstäbchen		3112240	1000
BALLARD DentaSwab Reinigungsstäbchen mit Zahnpasta		3112245	1000

BALLARD Mundhygiene-Sets

BALLARD Mundhygiene-Systeme – von Pflegekräften entwickelt, für die routinemäßige Mundhygiene auf der Intensivstation. Reduzierung der bekannten Risikofaktoren für VAP mit flexiblen, einfachen und praktischen Pflegesets.

Bestellhinweis

Mundhygiene-Sets		Art.-Nr.	VE/Set
BALLARD Mundhygiene-Set Medium Beinhaltet: 1 Prep Pack (1 Yankauer mit Schutzabdeckung, 1 Y-Konnektor & 1 Sauggriff) 2 Saugtupfer-Packs (1 Saugtupfer, 1 Applikatorstäbchen, 1 leeres Lösungsgefäß) 1 Zahnreinigungs-Pack (1 Absaug-Zahnbürste, 1 Applikatorstäbchen, 1 leeres Lösungsgefäß)		3125930	32
BALLARD Mundhygiene-Set Komplett Beinhaltet: 1 Prep Pack (1 Yankauer mit Schutzabdeckung, 1 Y-Konnektor & 1 Sauggriff) 4 Saugtupfer-Packs (1 Saugtupfer, 1 Applikatorstäbchen, 1 leeres Lösungsgefäß) 2 Zahnreinigungs-Pack (1 Absaug-Zahnbürste, 1 Applikatorstäbchen, 1 leeres Lösungsgefäß)		3125928	24