



Sichere Fixation von Kanülen, Leitungen, Kathetern & Sonden



Grip-Lok Fixationen

vermeiden Diskonnektionen und Verrutschen
latexfrei und hypoallergen

Grip-Lok Fixationen für Katheter, Leitungen, Kanülen & Sonden

Grip-Lok Fixationen können am ganzen Körper sicher angelegt und universell zur Fixation von Kathetern, Leitungen, Kanülen und Sonden unterschiedlicher Stärken eingesetzt werden.

- **Einfach:** Auch mit Handschuhen besonders schnell und mühelos platzierbar.
- **Sicher:** Können direkt im sterilen Umfeld an der Katheter- oder Nadel-Eintrittsstelle eingesetzt werden.
- **Zuverlässig:** Gewährleisten durch ihre hohe Klebekraft eine zuverlässige Schlauch-Fixierung.
- **Hypoallergen und latexfrei:** Das hypoallergene, latexfreie Material verhindert allergische Reaktionen.



Grip-Lok Universal Fixation – klein

Das kleine Universal-Befestigungspflaster ist stark genug, um Leitungen und Kanülen von 1,5 bis 4,5 mm Durchmesser zu befestigen.

Grip-Lok Universal Fixation – mittel

Das vielseitig anwendbare, mittelgroße Pflaster kann für fast alle Fixierungszwecke verwendet werden und ist für einen Durchmesser von 3 bis 8 mm geeignet.

Grip-Lok Universal Fixation – groß

Bei dicken Schläuchen und Kathetern bis zu einem Durchmesser von 13 mm findet das große Universal-Befestigungspflaster Anwendung.

Bestellhinweis

Artikel	Größe	Ø Katheter	Länge	Art.-Nr.	VE/Stk.
HABEL Grip-Lok Universal Fixation – klein	S	1,5–4,5 cm	7,6 cm	593200S	100
HABEL Grip-Lok Universal Fixation – mittel	M	3,0–8,0 mm	8,9 cm	593300M	100
HABEL Grip-Lok Universal Fixation – groß	L	6,0–13,0 mm	16,5 cm	593400L	100