

# Sichere Fixierung von Endotrachealtuben



## ET-Tubus Fixation

keine Hautreizungen  
schnelle & einfache Handhabung

# ET-Tubus Fixation

## Endotrachealtuben sicher und schnell fixiert

Der Endotracheal-Tubushalter ermöglicht die sichere und zeitsparende Fixierung von Endotrachealtuben und verhindert eine unbeabsichtigte Extubation oder das Verrutschen des Tubus.

Durch das individuell verstellbare Nackenband (One size fits all) mit dem Velcro-Klettverschluss ist der Endotracheal-tubushalter schnell und einfach einsetzbar.

## Ihre Vorteile auf einen Blick

- **Keine Hautreizungen**  
Das Halteband besteht aus hypoallergenem Material
- **Einfache und schnelle Handhabung**  
Durch das elastische Nackenband mit Velcro-Verschluss ist eine zusätzliche Sicherung mit Pflaster nicht erforderlich
- **Sehr guter Tragekomfort**  
mittels 3-lagigem, besonders weichem Material
- **Kostengünstiger Einsatz**  
da der Endotrachealtubus-Halter waschbar und wieder verwendbar ist
- **Latexfrei**

## Bestellhinweis

### ET-Tubus Fixation

Art.-Nr.	Artikel	VE/Stk.
53230103	ET-Tubus Fixation	10

