



Stabile Befestigung von bis zu 3 Transducern



Transducer-Halterung

erhöhter Patienten-Komfort
schnelle & einfache Handhabung

HABEL
MEDIZINTECHNIK


Transducer-Halterung

Die Transducer-Halterung ermöglicht die sichere und stabile Befestigung von bis zu drei Transducern für das hämodynamische Monitoring direkt am Arm des Patienten.

Zuverlässige & genaue Messergebnisse

Durch die stabile Befestigung der Transducer-Halterung wird gewährleistet, dass die Messung sowie die dazugehörige graphische Kurvendarstellung und die numerische Anzeige korrekt sind.

Ungenauere Messergebnisse aufgrund eines falschen Niveaus bzw. einer schlechten Position der Transducer werden vermieden.



Ihre Vorteile auf einen Blick

- **Einfache und schnelle Handhabung:** Universal-Größe – schnell und einfach anzulegen.
- **Zeitsparend und unkompliziert:** Transducer müssen nicht mehr einzeln am Arm oder der Bettstange befestigt werden. Es ist keine Neupositionierung der Transducer aufgrund von Patientenbewegungen notwendig.
- **Reduziert ungenaue Messungen und verbessert das Patientenmonitoring**
- **Erhöhter Patientenkomfort:** Weiches, bequemes Material mit verstellbaren Klettverschlüssen.
- **Latexfrei**

Bestellhinweis

Artikel	Art.-Nr.	VE/Stk.
Transducer-Halterung für 3 Transducer	52620	10
Transducer-Halterung für 2 Transducer	52622	10