



Flüsterleise Sauerstoff-Therapie



EverFLO Sauerstoffkonzentrator

klein, leicht und kompakt
geringer Stromverbrauch

HABEL
MEDIZINTECHNIK

Sauerstoff-Therapie einfach gemacht

Eigenschaften

Der EverFLO ist ein ultraleichter und kompakter Sauerstoffkonzentrator für die Heimtherapie.

Das kleine und leichte Gerät lässt sich sehr einfach verstauen und transportieren.

Der EverFLO ist besonders energiesparend und wartungsarm zugleich (Filterwechsel nur alle 2 Jahre).

Vorteile

- geringes Gewicht (14 kg)
- kompakte Abmessungen
- geringer Stromverbrauch
- niedriges Betriebsgeräusch (< 40 dBA)
- hohe Leistungsfähigkeit
- 5 Jahre Garantie
- Filterwechsel nur alle 2 Jahre

Schlauch-Anschluss aus Metall

gewährleistet eine lange Lebensdauer.

Einfache Bedienung

mit Ein-/Ausschalt-Taste & Alarmanzeigen.

Reduzierte Bruchschäden

durch vertieften Flowmeter.

Einfaches Tragen

durch anatomisch geformten Tragegriff.

Befeuchter-Halterung

Integriertes Fach

zum Verstauen des Schlauches.



Technische Daten

Allgemein

Abmessungen	58 cm x 38 cm x 24 cm (HxBxT)
Gewicht	14 kg
Stromaufnahme	230V, 50 Hz, 1,3 A, 290 W max.
Durchfluss	0,5 bis 5 lpm
O ₂ -Konzentration	93 % +/- 3 % bei 5 lpm
Betriebsgeräusch	< 40 dBA
Betriebsumgebung	12 bis 32°C, 0 bis 2286 m Höhe bis 95 % rel. Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend



Besonders geringes Gewicht & schlankes Design ermöglichen einfachen Transport!



SimplyGO Mini

Der zusätzlich erhältliche tragbare Sauerstoffkonzentrator SimplyGO Mini kombiniert eine therapeutisch effiziente Therapie mit mehr Freiheit für den Patienten. SimplyGO Mini nimmt Ihnen die Sorgen, das Warten auf Sauerstofflieferungen und komplizierte Wartungen ab und vereinfacht so Ihr Leben.

