



Uneingeschränkte Sauerstoff-Therapie



SimplyGO mobiler Sauerstoffkonzentrator

für maximale Mobilität und mehr Spontanität

HABEL
MEDIZINTECHNIK

SimplyGO

mobiler Sauerstoffkonzentrator

Ein kurzer Einkaufsbummel, ein Besuch bei Freunden, ein Wochenendtrip oder der verdiente Urlaub – der SimplyGO ermöglicht Ihnen größtmögliche Spontanität und gewährleistet Ihnen eine unkomplizierte und zuverlässige Sauerstofftherapie.

Uneingeschränkte Sauerstoffversorgung für mehr Spontanität und maximale Mobilität

SimplyGO ist der erste tragbare Sauerstoffkonzentrator von Philips Respironics, der **gepulsten oder kontinuierlichen Flow** abgeben kann. Mit seinem Gewicht von nur 4,5 kg ist er besonders klein und leicht.

Sauerstoff-Abgabe-Menge – Gepulster Flow

Der SimplyGO zeichnet sich besonders durch seine **hohe Sauerstoff-Abgabe-Menge von 72 ml Sauerstoff pro Atemzug bei gepulstem Flow** aus. Damit liefert der SimplyGO mehr als die doppelte Sauerstoffmenge als alle vergleichbaren Sauerstoffkonzentratoren in dieser Gewichtsklasse.

Sauerstoff-Abgabe-Menge – Kontinuierlicher Flow

Im kontinuierlichen Modus ist die Sauerstoff-Abgabe-Menge auf 2 Liter pro Minute begrenzt.

Hochleistungs-Akku für mehr Unabhängigkeit

Ein besonderes Leistungsmerkmal des SimplyGO ist sein starker und gut zugänglicher, austauschbarer Akku. Der SimplyGO kann mit **2 Akkus** bis zu **7 Stunden** gepulsten Flow abgeben und mit zusätzlichen Akkus kann die Laufzeit beliebig verlängert werden. Zusätzlich liefert der SimplyGO überall dort Sauerstoff, wo ein **220 Volt** oder ein **12 Volt** Netzanschluss verfügbar ist, sodass den Patienten niemals der Sauerstoff ausgeht. Der Akku kann unterwegs beliebig oft gewechselt werden und ermöglicht so eine **vollkommen uneingeschränkte Sauerstofftherapie**.



Gepulste Sauerstoff-Abgabe-Menge pro Atemzug

Einstellung	Sauerstoff-Abgabe-Menge	Max. Atemfrequenz
1	12 ml	40
2	24 ml	40
3	36 ml	40
4	48 ml	40
5	60 ml	33
6	72 ml	28



Einfache Bedienung

Der SimplyGO ist **besonders einfach zu bedienen**. Mit seinem schlichten Design wirkt er nicht wie ein medizinisches Gerät, sondern wie eine Tragetasche. Der SimplyGO ist ein sehr **robuster Sauerstoffkonzentrator** und mit seiner Transporttasche und dem Trolley bestens für den mobilen Einsatz geeignet. Optional kann am SimplyGO auch ein Befeuchter befestigt werden.

3 Sauerstofftherapie-Modi:

-  gepulster Flow
-  Schlafmodus (mit noch höherer Triggerempfindlichkeit)
-  kontinuierlicher Flow

Leicht zugänglicher Akku

Der SimplyGO kann gleichzeitig geladen und verwendet werden.

Wartungsfrei

Der SimplyGO ist komplett wartungsfrei.



Übersichtliches Bedienfeld

Einfache Steuerung sämtlicher Funktionen und übersichtliche Anzeige.

Leichtgewicht

mit nur 4,5 kg.

Unauffälliges Design

Der SimplyGO verfügt über ein robustes und modernes Design.

Übersichtliches Bedienfeld



Zubehör



3 Sauerstofftherapie-Modi für mehr Anwendungskomfort

Der SimplyGO ist der einzige mobile Sauerstoffkonzentratoren in dieser Gewichtsklasse, der gepulsten und kontinuierlichen Flow abgeben kann. Neben diesen zwei Therapie-Modi bietet der SimplyGO mit dem **Schlafmodus** noch einen dritten Modus. Hierbei arbeitet der SimplyGO mit einer noch **höheren Triggerempfindlichkeit** sowie einem **weicheren und angenehmeren Sauerstoffimpuls**. Dies bietet dem Anwender noch mehr Komfort während des Schlafes.

Alarmmonitoring für mehr Sicherheit

Der SimplyGO bietet folgende akustische und visuelle Alarme:

- niedrige Sauerstoffkonzentration
- keine Atmung
- keine Triggerung (automatisches Umschalten auf kontinuierlichen Flow)
- hohe Atemfrequenz
- niedriger und leerer Akku

Technische Daten

Sauerstofftherapie-Modi	
Gepulster Flow	1 = 12 ml, 1.5 = 18 ml, 2 = 24 ml, 2.5 = 30 ml, 3 = 36 ml, 3.5 = 42 ml, 4 = 48 ml, 4.5 = 54 ml, 5 = 60 ml, 5.5 = 66 ml, 6 = 72 ml pro Atemzug
Triggerempfindlichkeit	- 0,16cm H ₂ O (im Schlafmodus: - 0,11 cm H ₂ O)
Kontinuierlicher Flow	0.5 LPM, 1 LPM, 1.5 LPM, 2 LPM
Produktspezifikationen	
Sauerstoffkonzentration	90 ± 3 % (bei allen Einstellungen)
Lautstärke	43 dB bei gepulstem Flow Stufe 2
Alarmer	
Art des Alarms	Niedrige Sauerstoffkonzentration, keine Atmung, keine Triggerung, hohe Atemfrequenz, niedrige Akkukapazität, leerer Akku, Akku falsch eingesetzt, Systemfehler
Technische Merkmale	
Abmessungen	29,2 x 25,4 x 15,2 cm (HxBxT)
Gewicht	4,5 kg mit eingesetztem Akku
Benutzer- oberfläche	Tasten, beleuchtetes LCD Display
Filter	Luftreinlassfilter (Grobpartikel) und Main-Flow Bakterienfilter
Betriebsbedingungen	
Einschalt-Betriebs- temperatur	5° – 40 °C
relative Luftfeuchtigkeit	15 – 95 %
Seehöhe	bis 3.048 m mit automatischem Höhenausgleich
Strom-Anschlüsse	
Netzanschluss universeller Eingang	100 – 240 VAC, 50/60 Hz, 2.0 A
Netzanschluss Ausgang	19 VDC 7,9 A max
12V Anschluss	12 – 19 VDC 8,0 A max
Stromverbrauch	120W im Betrieb
Akku	
Art	Lithium-Ionen-Akku
Ladezeit	ca. 2 – 3 Stunden pro Akku
Akkulaufzeit	
<i>Anzahl der Akkus</i>	<i>Gepulster Flow Stufe 2</i>
2	5 Stunden
3	7,5 Stunden
4	10 Stunden

Praktischer Trolley mit großen Reifen



EverFLO & SimplyGO – die perfekte Kombination für eine völlig neue Art der O₂-Therapie

Der EverFLO für den stationären Einsatz zu Hause und der SimplyGO für den mobilen Einsatz kombinieren eine effiziente Therapie mit maximaler Spontanität und damit erhöhter Lebensqualität für den Anwender.

