



Mobile Sauerstofftherapie klein und leicht gemacht



SimplyGO Mini

mobiler Sauerstoffkonzentrator mit 2,3 kg
Akkulaufzeit von bis zu 9 Stunden

HABEL
MEDIZINTECHNIK

SimplyGO Mini – Die neue Freiheit in der mobilen Sauerstofftherapie

Ein kurzer Einkaufsbummel, ein Besuch bei Freunden, ein Wochenendtrip oder der verdiente Urlaub – der SimplyGO Mini ermöglicht Ihnen größtmögliche Spontanität und maximale Mobilität.

Der perfekte Begleiter für unterwegs

SimplyGO Mini ist der kleinste und leichteste Sauerstoffkonzentrator von Philips Respironics mit nur 2,3 kg. In Kombination mit der schicken Umhängetasche oder dem bequemen Rucksack wird er zum idealen Begleiter für unterwegs.

Verglichen mit anderen Sauerstoffkonzentratoren in dieser Gewichtsklasse zeichnet sich der SimplyGO Mini durch seine besonders hohe Sauerstoff-Abgabemenge von 50 ml Sauerstoff pro Atemzug bei gepulstem Flow aus.



Langzeit-Akku für mehr Unabhängigkeit

Ein besonderes Leistungsmerkmal des SimplyGO Mini sind seine starken und gut zugänglichen Akku-Varianten. Mittels Standard-Akku gibt der SimplyGO Mini bis zu 4,5 Stunden gepulsten Flow ab und mittels Langzeit-Akku sogar bis zu 9 Stunden.

Der SimplyGO Mini ist sowohl mittels Akku als auch mittels Netzstrom einsetzbar. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, das Gerät an jeder Steckdose, im Auto, der Bahn oder im Flugzeug anzuschließen und zu verwenden.

Einfache und intuitive Bedienung

Der übersichtliche Touchscreen sowie das gut ablesbare LCD Display des SimplyGO Mini ermöglichen eine einfache Bedienung. Nach dem Einschalten startet der SimplyGO Mini sofort mit der Sauerstoffabgabe in der letztmalig eingestellten Pulsstufe.

Der SimplyGO Mini ist komplett wartungsfrei und mit seinem schlichten Design wirkt er nicht wie ein medizinisches Gerät, sondern wie eine Umhängetasche.





Umhängetasche



Rucksack



Zubehörtasche

**klein
und
leicht**
wiegt nur
2,3 kg

einfach zu
bedienender
**Touch-
screen**

komplett
**wartungs-
frei**

lange
**Akku-
laufzeit**
von bis zu 9
Stunden



Netzteile für Steckdose
und Zigarettenanzünder



Standard-Akku: bis zu 4,5 h
Langzeit-Akku: bis zu 9 h



Externes
Akkuladegerät

SimplyGO Mini – Technische Daten

Sauerstofftherapie-Modi			
	Einstellung	Impulsvol.	Max. Abgabe
Gepulster Flow	1	11 ml	220 ml/min
	2	22 ml	440 ml/min
	3	33 ml	660 ml/min
	4	44 ml	880 ml/min
	5	50 ml	1.000 ml/min
Triggerempfindlichkeit	< 0,2 cm H ₂ O		
Produktspezifikationen			
Sauerstoffkonzentration	Bei allen Einstellungen mindestens 87 %, max. 96 % über dem Nennbereich der Umgebung		
Lautstärke	40 dBA bei Stufe 2 und 20 AZ/min		
Alarmer			
Art des Alarms	Kein Atem, Hohe Atemfrequenz, Niedrige Sauerstoffkonzentration, Technische Fehler, Niedrige Akkuleistung, Kein Fluss, Ausfall der externen Stromversorgung, Akku entladen		
Technische Merkmale			
Abmessungen	23,9 x 21,1 x 9,1 cm (mit Standard-Akku) 25,9 x 21,1 x 9,1 cm (mit Langzeit-Akku)		
Gewicht	2,3 kg mit eingesetztem Standard-Akku 2,7 kg mit eingesetztem Langzeit-Akku		
Benutzer-oberfläche	Tasten, beleuchtetes LCD Display		
Betriebsbedingungen			
Einschalt-Temperatur	5° – 35 °C		
Relative Luftfeuchtigkeit	15 – 93 %		
Luftdruck	700 – 1.010 hPa		
Seehöhe	Bis zu 3.048 m über NN		
Strom-Anschlüsse			
Elektr. Spannungsversorgung	Eingang: 100 – 240 VAC Ausgang: 19 VDC = max. 6,3 A		
Elektr. Leistungsaufnahme	max. 120 W		
Stromverbrauch	120 W während des Aufladens		
Akku			
Art	Lithium-Ionen-Akku		
Ladezeit	Standard-Akku: 4 Stunden Langzeit-Akku: 8 Stunden		
Akkulaufzeit	Standard-Akku: Bis zu 4,5 Stunden (Impulseinst. Stufe 2 bei 20 AZ/min) Langzeit-Akku: Bis zu 9 Stunden (Impulseinst. Stufe 2 bei 20 AZ/min)		



SimplyGO Mini, SimplyGO und EverFLO, die perfekte Kombination für eine völlig neue Art der Sauerstoff-Therapie

Ein kurzer Einkaufsbummel, ein Besuch bei Freunden, ein Wochenendtrip oder der verdiente Urlaub – unsere Sauerstoffkonzentratoren ermöglichen Ihnen größtmögliche Spontanität und maximale Mobilität.

Sauerstoffkonzentratoren nehmen Sauerstoff aus der Umgebungsluft auf und geben ihn dann in höherer Konzentration an Sie ab. Separate Sauerstofflieferungen und das Nachfüllen entfallen.

Für die Sauerstofftherapie zu Hause können Sie den transportablen Konzentrator EverFLO einsetzen. Für den mobilen Einsatz stehen Ihnen die beiden Konzentratoren SimplyGO sowie der besonders leichte SimplyGO Mini zur Verfügung.

