



# Flüsterleise Sauerstoff-Therapie



## Inogen At Home Sauerstoffkonzentrator

energieeffizient und leistungsstark  
nur 8,16 kg

**HABEL**  
MEDIZINTECHNIK

# Uneingeschränkte und sichere Sauerstoffversorgung

Der Inogen At Home gehört zu den leichtesten, leisesten und energiesparendsten Sauerstoffkonzentratoren für zu Hause. Durch das schlanke und ergonomische Design und dem geringen Gewicht von nur 8,16 kg lässt er sich leicht transportieren oder verstauen und integriert sich sehr gut in die häusliche Umgebung. Der wartungsarme Konzentrator mit einem kontinuierlichen Fluss von 5 Litern pro Minute sorgt für eine sichere Sauerstoff-Therapie, auf die Sie sich verlassen können. Verzichten Sie auf das Befüllen von Sauerstofftanks und wöchentliche Sauerstoff-Lieferungen.



**Einfaches Tragen**  
durch anatomisch geformten Tragegriff

**Einfache Bedienung**  
mit Ein-/Ausschalt-Taste & Alarmanzeigen

**Reduzierte Bruchschäden**  
durch integrierte Flussratenanzeige

**Schlauch-Anschluss aus Metall**  
gewährleistet eine lange Lebensdauer

**Befeuchter-Halterung**

## Technische Daten

Allgemein	
Abmessungen	41,91 cm x 33,02 cm x 17,78 cm (H x B x T)
Gewicht	8,16 kg
Stromaufnahme	100–240 V AC, 50–60 Hz, 275 W
Durchfluss	1 bis 5 lpm
O <sub>2</sub> -Konzentration	90 % +6 %/-3 % bei allen Einstellungen
Betriebsgeräusch	40 dB(A)* laut MDS-H1 bei 2 l/min
Betriebsumgebung	5 bis 40°C, 0 bis 3048 m Höhe, bis 95 % rel. Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend



## Inogen One G5

Der zusätzlich erhältliche tragbare Sauerstoffkonzentrator Inogen One G5 kombiniert eine therapeutisch effiziente Therapie mit mehr Freiheit für den Patienten. Inogen One G5 nimmt Ihnen die Sorgen, das Warten auf Sauerstofflieferungen und komplizierte Wartungen ab und vereinfacht so Ihr Leben.

