

# Rythmic™ Perf +

BESTELL  
KATALOG

|   |   |
|---|---|
| Referenzen  | KP5.04.188.2 Rythmic™ Perf +<br>KP5.04.274.2 Mini Rythmic™ Perf+<br>KP5.04.287.1 Rythmic™ Perf+ mit Verriegelung  |
| Infusionsmodi   | - Kontinuierlich<br>- Volumen/Zeit oder Volumen/Rate<br>- Auto Ramp<br>- Intermittierend<br>- 25-Stufen-Programm  |
| Durchflussrate und Präzision                                | 0.1 bis 400 ml/h, mit einer Genauigkeit von $\pm 5\%$<br>(Schritte von 0.01 ml/h [der Durchflussrate] für eine zeitbasierte Programmierung in den Modi Volumen/Zeit und Auto Ramp)  |
| Programmiereinheiten<br>Konzentration                       | ml/mg/ $\mu$ g<br>0.1 bis 99.9 mg/ml und 0.1 bis 999.9 $\mu$ g/ml   |
| Programmierbare Infusionszeit                               | 1 min bis 199 h 59 min  |
| Auto Ramp, Ramp-up & Ta-<br>per-down Zeit                   | 0 min bis 9 h 59 min  |
| Zu infundierende Menge                                      | 1 bis 9999 ml   |
| Sonderfunktionen  | - Verklürzte Remp<br>- Startverzögerung (bis zu 24 Stunden)<br>- Obligatorisches Entlüften (aktiviert, nur Warnung, deaktiviert)<br>- Automatisches Entlüften durch die Pumpe<br>- Sperrbare Tasten                                 |
| Therapieüberwachung   | Bereit zur Verbindung mit <a href="http://www.micrelcare.net">www.micrelcare.net</a> zur Therapieüberwachung über das Internet.<br>Historie mittels „Plug & Play“ ausdrückbar oder Downloads über MicrelCare™                       |
| KVO   | 0.1 bis 20.0 ml/h   |
| Automatischer Neustart nach<br>Beseitigung des Verschlusses | Ja  |
| Verschlussalarm   | 3 Stufen: niedrig= 7 psi (0.5 bar), mittel= 13 psi (0.9 bar), hoch= 18.8 psi (1.3 bar)  |
| Sicherheitsfunktionen                                       | Luftabscheider, gegen Free-Flow, abschließbare Schutzabdeckungen für Arzneimittelbehälter   |
| Alarmer & Warnhinweise                                      | Verschlussalarm, baldiges Ende der Infusion (über Zeit oder Volumen) und Ende der Infusion, niedriger und leerer Batteriestand, Klappe offen, KVO, Rate nicht korrekt programmiert, Warnhinweis für Sicherheitstechnische Kontrolle |
| Stromversorgung und Batterielauf-<br>zeit                   | 9 V Alkali: 7 Tage 2 ml/Stunde  |
| Sicherheitstechnische Kontrolle                             | Alle 2 Jahre  |
| Gewicht mit Batterie  | KP5.04.188.2 Rythmic™ Perf + : 335 g<br>KP5.04.274.2 Mini Rythmic™ Perf+ : 300 g<br>KP5.04.287.1 Rythmic™ Perf+ mit Verriegelung: 335 g   |
| Maße  | KP5.04.188.2 Rythmic™ Perf + : 130 mm x 133 mm x 46 mm<br>KP5.04.274.2 Mini Rythmic™ Perf+ : 130 mm x 75 mm x 46 mm<br>KP5.04.287.1 Rythmic™ Perf+ mit Verriegelung: 130 mm x 133 mm x 46 mm  |



# Sortiment DEHP-freier Infusionsbestecke

| Rhythmic™ Infusionsbesteck-Sortiment für Rhythmic™ Perf +-Systeme |   |  |   |
|---|---|--|---|
| Mini Full Set 100 ml<br>KE1.EE.177.9                              |  | Spike Set S<br>KM1.EE.155.9                              |  |
| Full Set 200 ml<br>KE1.EE.185.9                                   |  | Spike Set S Y<br>KM1.EE.187.9                            |  |
| Y Mini Full Set 100 ml<br>KE1.EE.195.9                            |  | Short Set 100 ml<br>KE1.EE.158.9                         |  |
| Y Full Set 200 ml<br>KE1.EE.196.9                                 |  | Valve Extension Set<br>KM1.EE.141.8                      |  |
| Spike Set<br>KM1.EE.099.1   |  | Valve Extension Set<br>mit Filter 0,2 um<br>KE1.EE.220.1 |  |

## Zubehör für Rhythmic™ Perf+-Systeme

|   |  |   |   |  |   |
|---|--|---|---|--|---|
|    | Tragetasche für Rhythmic™<br><br>KM1.YY.415.2          |    | Tragetasche 500 ml<br>für Rhythmic™<br>und IP Connect<br><br>KM1.YY.318.2     |   | Mini Rhythmic™ Tasche<br>500 ml<br><br>KM1.YY.365.1           |
|    | Mini Rhythmic™-Tasche<br><br>KM1.YY.400.1              |   | Einmal-Tragetasche für Mini<br>Rhythmic™<br><br>KM1.YY.566.1                  |  | Bauch-Tasche<br>200 ml für Mini Rhythmic™<br><br>KM1.YY.506.2 |
|  | IP Connect Pack nc<br><br>KP5.04.259.2                 |  | Micrel Netzteil nc<br>(Verfügbar auch UK und<br>USA Nema)<br><br>K55.01.615.4 |  | Pole Clamp<br>Mini Rhythmic™<br><br>K55.04.017.5              |
|  | Rhythmic™ Halter mit<br>Pole Clamp<br><br>K55.01.430.3 |  | Einmal-Tragetasche für<br>Mini Rhythmic™ 500 ml<br><br>KM1.YY.563.1           |  |   |

96158 Rev.1-Rel.Date 2020.03.17