



NIV Beatmung mit maximalem Tragekomfort



BiTrac NIV Masken
mit Konnektionsmöglichkeit
für gängige elektronische Vernebler

BiTrac Mund-Nasen- & Nasen-Maske

Die BiTrac NIV-Maske ist als Mund-Nasen oder Nasen-Maske erhältlich. Beide Masken sind individuell anpassbar, erhöhen den Komfort und die Compliance des Patienten und minimieren Druckstellen durch das einzigartige Design. Das weiche Silikonkissen gewährleistet eine effiziente und komfortable Abdichtung. Durch vier verschiedene Größen finden Sie für jeden Ihrer Patienten die passende Maske.

Atmungsaktives
Kopfband

4 Größen
erhältlich

von S bis XL

Zusätzliche Klettlaschen

jedes Band hat zwei Klett-
verschlüsse für optimalen Sitz
am Patienten

Verstellbarer Omni-Clip

für eine optimale Einstellung
des Stirnpolsters

Doppellippiges
Silikonkissen

für Patientenkomfort
und luftdichten Sitz

Bajonett-Verschluss

für eine sichere Kniestückverbindung

7 austauschbare Kniestücke erhältlich

- auf die Bedürfnisse Ihrer Patienten abgestimmt
- für die Verwendung mit verschiedenen Beatmungssystemen (Ein- & Zwei- Schlauchsysteme)



1. BiTrac Select
Standard-Kniestück
nicht belüftet



2. BiTrac Select
Kniestück mit
Anti-Asphyxie-Ventil
nicht belüftet



3. BiTrac Select
Kniestück mit
Anti-Asphyxie-Ventil
belüftet



4. BiTrac Select
Kniestück mit
Vernebleranschluss
nicht belüftet



5. BiTrac Select
Kniestück mit
Anti-Asphyxie-Ventil
und Vernebleranschluss
belüftet



6. BiTrac Select
Kniestück mit
Anti-Asphyxie-Ventil und
Bronchoskopieanschluss
nicht belüftet



7. BiTrac Select
Kniestück mit
Bronchoskopieanschluss
nicht belüftet



BiTrac Nasenmaske

- benutzerfreundlich und leicht anzupassen
- drehbares Kniestück erleichtert die Schlauchpositionierung
- wirksame CO₂-Auswaschung durch das Ausatemventil
- Maskenkissen aus Silikon dichtet angenehm und zuverlässig ab

BiTrac Mund-Nasen-Maske

| Artikel | Größe | Art.-Nr. | VE/Stk. |
|--|-------|------------|---------|
| BiTrac Select NIV Mund-Nasen-Maske mit austauschbarem, nicht belüftetem Standard-Kniestück | S | 37313-9506 | 10 |
| | M | 37313-9507 | 10 |
| | L | 37313-9508 | 10 |
| | XL | 37313-9509 | 10 |
| BiTrac Select NIV Mund-Nasen-Maske mit austauschbarem, nicht belüftetem Kniestück und Anti-Asphyxie-Ventil | S | 37313-9501 | 10 |
| | M | 37313-9502 | 10 |
| | L | 37313-9503 | 10 |
| | XL | 37313-9504 | 10 |
| BiTrac Select NIV Mund-Nasen-Maske mit austauschbarem, belüftetem Kniestück und Anti-Asphyxie-Ventil | S | 37313-9511 | 10 |
| | M | 37313-9512 | 10 |
| | L | 37313-9513 | 10 |
| | XL | 37313-9514 | 10 |
| BiTrac Select NIV Mund-Nasen-Maske mit austauschbarem, nicht belüftetem Kniestück, Anti-Asphyxie-Ventil und Vernebleranschluss | S | 37313-9515 | 10 |
| | M | 37313-9516 | 10 |
| | L | 37313-9517 | 10 |
| | XL | 37313-9518 | 10 |

BiTrac Nasen-Maske

| Artikel | Größe | Art.-Nr. | VE/Stk. |
|--|-------|-------------|---------|
| BiTrac NIV Nasen-Maske mit nicht belüftetem Standard-Kniestück | S | 37313-9013W | 10 |
| | M | 37313-9014W | 10 |
| | L | 37313-9015W | 10 |
| | XL | 37313-9016W | 10 |

Kniestücke

| Artikel | Farbe | Art.-Nr. | VE/Stk. |
|--|-------|------------|---------|
| BiTrac Select austauschbares, nicht belüftetes Standard-Kniestück | ● | 37313-9599 | 10 |
| BiTrac Select austauschbares, nicht belüftetes Kniestück mit Anti-Asphyxie-Ventil | ○ | 37313-9598 | 10 |
| BiTrac Select austauschbares, belüftetes Kniestück mit Anti-Asphyxie-Ventil | ● | 37313-9593 | 10 |
| BiTrac Select austauschbares, nicht belüftetes Kniestück mit Vernebleranschluss | ● | 37313-9595 | 10 |
| BiTrac Select austauschbares, belüftetes Kniestück mit Anti-Asphyxie-Ventil und Vernebleranschluss | ○ | 37313-9594 | 10 |
| BiTrac Select austauschbares, nicht belüftetes Kniestück mit Anti-Asphyxie-Ventil und Bronchoskopieanschluss | ● | 37313-9596 | 10 |
| BiTrac Select austauschbares, nicht belüftetes Kniestück mit Bronchoskopieanschluss | ● | 37313-9597 | 10 |