



Optimal wirksame NIV Beatmung ohne Leckagen



BiTrac MaxShield Select Einpatienten-Vollgesichtsmaske

mehr Tragekomfort durch große Nasenausnehmung
für unterschiedliche Therapieformen

HABEL
MEDIZINTECHNIK

Maximaler Tragekomfort ohne Druckstellen

Die passgenaue Form der BiTrach MaxShield Select Vollgesichtsmaske bietet eine bestmögliche Abdichtung für eine optimal wirksame NIV Beatmung. Das weiche Silikonkissen liegt sanft auf dem Gesicht auf und sorgt für maximalen Tragekomfort. Durch den großen Dom im Nasenbereich werden Hautirritationen und Druckstellen auf dem Nasenrücken vermieden. Die Maske lässt sich besonders einfach anlegen, ist in drei Größen erhältlich und kann durch die austauschbaren Kniestücke mit verschiedenen Beatmungssystemen (Ein- & Zwei-Schlauchsystemen) verwendet werden.

**3 Größen
erhältlich**
von S bis XL

**Weiche Silikon-
Abdichtung**

Sichere Clips

**Atmungsaktives
Kopfband**

Bajonett-Verschluss

für eine sichere
Kniestückverbindung

**Austauschbare
Kniestücke**

auf die Bedürfnisse Ihres
Patienten abgestimmt

Bestellhinweis

BiTrach MaxShield Select Vollgesichtsmaske	Größe	Art.-Nr.	VE/Stk.
mit austauschbarem, belüftetem Kniestück und Anti-Asphyxie-Ventil	XL	37313-9555	10
	L	37313-9552	10
	S	37313-9554	10
mit austauschbarem, nicht belüftetem Standard-Kniestück	XL	37313-9556	10
	L	37313-9553	10
	S	37313-9551	10
mit austauschbarem, nicht belüftetem Kniestück und Anti-Asphyxie-Ventil	XL	37313-9559	10
	L	37313-9558	10
	S	37313-9557	10

BiTrach Select Kniestück	Farbe	Art.-Nr.	VE/Stk.
standard, nicht belüftet	●	37313-9599	10
belüftet, mit Anti-Asphyxie-Ventil	●	37313-9593	10
nicht belüftet, mit Anti-Asphyxie-Ventil	○	37313-9598	10
nicht belüftet, mit Anti-Asphyxie-Ventil und Bronchoskopieanschluss	●	37313-9596	10
nicht belüftet, mit Bronchoskopieanschluss	●	37313-9597	10