



Sichere Fixierung von Endotrachealtuben



BreezeLock Endotrachealtubushalter

ermöglicht Umpositionierung des Tubus
vermeidet Druckstellen

HABEL
MEDIZINTECHNIK

BreezeLock Endotrachealtubushalter

Der BreezeLock Endotrachealtubushalter sorgt für die zuverlässige Stabilisierung von Endotrachealtuben (mit 7,0 – 10,0 mm Größe) nach erfolgter Intubation. Der Halter kann in Rücken- oder Bauchlage verwendet werden.

Unterlage

- Verschiedene Platzierungsmöglichkeiten der Unterlage ermöglichen einen bequemen und sicheren Sitz des Halters
- Sanft auf empfindlicher Haut ohne schwer zu entfernende Rückstände
- Befestigt das Nackenband am Gesicht des Patienten
- Kann bis zu 3 Tage angebracht bleiben
- Latexfrei



Tubusschiene

- Bietet einfache Neupositionierung des Endotrachealtubus
- Ermöglicht einfachen Zugang für die Mundpflege
- Vermeidet Knicken oder Zusammendrücken des Tubus
- Minimiert unbeabsichtigte Bewegungen des Endotrachealtubus und trägt zur Vermeidung von versehentlicher Extubation bei



| Merkmale | Klinische Vorteile |
|---|---|
| Weiches, bequemes Band | <ul style="list-style-type: none">▪ Flaches Profil, kann für Patienten in Rücken- oder Bauchlage verwendet werden▪ Schnelle und einfache Neupositionierung des Tubus▪ Ermöglicht bessere Mundpflege▪ Praktische Klettverschlüsse und einfache Anwendung mit Handschuhen |
| Selbstklebende Unterlage mit Klettstreifen | <ul style="list-style-type: none">▪ Haftmaterial wird nicht durch fettige Haut beeinträchtigt▪ Zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten basierend auf den Bedürfnissen des Patienten▪ Eliminiert das mit wiederholter Verwendung von Klebeband verbundene Trauma |
| Tubuskanal | <ul style="list-style-type: none">▪ Trägt zur Vermeidung von Knicken oder Zusammendrücken des Tubus bei▪ Klebeband mit hoher Haftfähigkeit befestigt den Tubus im Tubuskanal▪ Minimiert die Bewegung des Endotrachealtubus▪ Trägt zur Vermeidung von versehentlicher Dislokation des Endotrachealtubus bei |
| Tubusschiene | <ul style="list-style-type: none">▪ Ermöglicht einfache Neupositionierung des Endotrachealtubus von einem Mundwinkel zum anderen, um das Risiko von Verletzungen der Lippen durch andauernden Druck zu reduzieren |
| Latexfrei | <ul style="list-style-type: none">▪ Eliminiert allergische Reaktionen von Patient und Pflegepersonal auf Latex |

Bestellhinweis

| Artikel | Art.-Nr. | VE/Stk. |
|--|----------|---------|
| BreezeLock ET-Tubus Fixation für Erwachsene mit flexibler Tubusschiene und Klebeband | 52280 | 10 |