



# Sicherheit für Neugeborene und Pflegepersonal

## Mitty Mini pädiatrische Schutzhandschuhe

verhindern Dislokation von Kanülen oder anderen Zugängen  
aus weichem Material für mehr Tragekomfort

# Schutzhandschuhe für die Neonatologie

Die Schutzhandschuhe für die Neonatologie bieten eine weniger restriktive Alternative für Säuglinge und Kinder, bei denen das Risiko besteht, dass sie lebensrettende medizinische Behandlungen stören, die Überwachung von Vitalparametern behindern, Hautverletzungen durch Abreißen, Ziehen, Kratzen verschlimmern oder Wunden nicht verheilen lassen. Sie schützen vor Verletzungen, ohne Fixierbänder oder andere körpernahe Fixierungen zu benutzen und sorgen dafür, dass sich Patienten keine Kanülen oder andere Zugänge herausziehen können.

## Eigenschaften

- Sicherer Schutz vor Selbstverletzungen
- Inspektionsöffnung für eine einfachere Anwendung, ohne den Handschuh entfernen zu müssen
- Organisches Gewebe, wodurch die Handschuhe sehr weich und damit angenehm zu tragen sind
- Füllmaterial aus Polyesterfaser
- Kinderfreundliches Design
- Doppelt gepolsterte Faserfüllung
- Klettverschluss am Handgelenk
- Zum mehrmaligen Gebrauch an einem Patienten
- In 3 Größen (S, M und L) erhältlich



## Bestellhinweis

Artikel	Größe	Art.-Nr.	VE/Stk.
Mitty Mini Neugeborene Small 0–1 Jahre alt	8,9 cm	55X-MKK-PM-S	10
Mitty Mini Kleinkind Medium 1–3 Jahre alt	10,2 cm	55X-MKK-PM-M	10
Mitty Mini Kind Large 3–7 Jahre alt	16,5 cm	55X-MKK-PM-L	10