



Sanfte und effektive Therapie für die Atemwege



PEP Therapiesystem

Modulares Design für eine optimale Therapie
Einfach zu bedienen

HABEL
MEDIZINTECHNIK

Einfach und bequem zu bedienen

Das PEP Therapiesystem („Positive Expiratory Pressure“) bietet durch sein modulares Design eine optimale positive expiratorische Drucktherapie für Ihre Patienten. Sie können aus neun farbkodierten Widerstandsadaptern wählen. Das T-Stück wird standardmäßig mit einem Mundstück geliefert, bei Bedarf können Sie dieses einfach durch eine Gesichtsmaske austauschen. Mit dem zusätzlich erhältlichen Manometeranschluss können Sie zwischen dem T-Stück und dem Widerstandsadapter ein Druckmanometer an das System anschließen.



Neun farbcodierte Widerstandsadapter in verschiedenen Größen verfügbar.

Bestellhinweis

Artikel	Eigenschaften	Art.-Nr.	VE/Stk.
PEP-Widerstandsadapter, Einweg	● 6,0 mm	378020-060	100
	● 5,0 mm	378020-050	100
	● 4,5 mm	378020-045	100
	● 4,0 mm	378020-040	100
	● 3,5 mm	378020-035	100
	● 3,0 mm	378020-030	100
	● 2,5 mm	378020-025	100
	○ 2,0 mm	378020-020	100
● 1,5 mm	378020-015	100	
PEP T-Stück inkl. Richtungsventil und Mundstück, Einweg	Inhalationsanschluss 22M/15F-22M	371956-013	80
PEP Manometerkonnector, Einweg	15M, 22M/15F, 6.0 mm Knieadapter, 1,3 m Verbindungsschlauch	371956-020	40

ClearLite Gesichtsmaske



Artikel	Eigenschaften	Art.-Nr.	VE/Stk.
ClearLite Anästhesiemaske	○ Gr. 2 Pädiatrie	377292-001	25
	● Gr. 3 Erwachsene, klein	377293-001	35
	● Gr. 4 Erwachsene, mittel	377294-001	35
	● Gr. 5 Erwachsene, groß	377295-001	35
	● Gr. 6 Erwachsene, extra groß	377296-001	20