



Zubehör für die Geburtsüberwachung
und die Überwachung von Neugeborenen

PHILIPS

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wenn Sie hochwertiges medizinisches Zubehör für die optimale Leistungsfähigkeit Ihrer Medizingeräte suchen, dann haben wir genau das Richtige für Sie. Ob es Ihnen in erster Linie um erstklassige Patientenversorgung, Zuverlässigkeit oder Kostensenkung geht – bei Philips Medical Supplies erhalten Sie die gewünschten Artikel. Unser Katalog stellt unsere komplette Produktfamilie an Zubehör vor: von Elektroden bis zu SpO₂-Sensoren für jeden Pflegebereich - alles aus einer Hand.

Zum Inhalt dieses Zubehörkatalogs

Warnhinweise für Latexpunkte

Philips Medical Supplies vertreibt derzeit über 600 Produkte. Weniger als 9% enthalten Naturlatex oder Naturkautschuk, der mit Menschen in Berührung kommen kann. Da diese Substanzen allergische Reaktionen hervorrufen können, sind die Produkte, die diese Substanzen enthalten, in diesem Zubehörkatalog mit folgendem Symbol gekennzeichnet:

LATEX

Achtung: Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte enthalten Naturkautschuk oder Naturlatex in einer Form, die Körperkontakt ermöglicht und allergische Reaktionen auslösen kann.

Produkte, die nicht mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, enthalten unseres Wissens nach keinen Naturkautschuk und kein Naturlatex. Das Latex-Symbol gilt **nur für medizinisches Zubehör**, das Naturkautschuk oder Naturlatex in einer Körperkontakt ermöglichenden Form enthält. Ob ein **medizinisches Gerät** von Philips Naturkautschuk oder Naturlatex enthält, entnehmen Sie bitte der jeweiligen Produktkennzeichnung.

Die FDA schreibt eine Kennzeichnung von latexhaltigen Produkten vor, die mit Menschen in Berührung kommen können. Ziehen Sie daher für entsprechende Angaben zu Naturkautschuk und Naturlatex stets die Produktbeschreibung zu Rate.

CE-Kennzeichnung

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte entsprechen den EU-Richtlinien gemäß Beschluss durch die Gesetzgebung der EU-Mitgliedsstaaten. Sie sind in Europa in Ländern erhältlich, die die CE-Kennzeichnung akzeptieren. Einschränkungen sind möglich. Medizinische

Geräte mit dieser Kennzeichnung entsprechen den Anforderungen der EU-Richtlinie 93/42/EWG des Rates für Medizinprodukte vom 14. Juni 1993 zur Harmonisierung der Gesetze über medizinische Geräte in den Mitgliedsstaaten.

Produktqualität und Qualitätssicherungssysteme bei der Herstellung müssen nachweislich bestimmten Normen genügen, damit ein Produkt die CE-Kennzeichnung erhalten kann. Die Erfüllung von EU-Richtlinien und -Bestimmungen stellt sicher, dass bestimmte Anforderungen hinsichtlich der Gerätefunktion und der Gerätesicherheit sowie des gesundheitlichen Schutzes von Anwendern, Patienten und anderen Personen erfüllt werden.

Das CE-Symbol neben einigen Produkten im Philips-Zubehörkatalog und im Online-Shop ist lediglich ein Hinweis darauf, dass dieses Produkt in Länder der EG erhältlich ist. Das Symbol ist nicht als gesetzliche Produktkennzeichnung zu verstehen.

Die folgenden Länder erkennen Produkte mit CE-Kennzeichnung an: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Slowakei, Slowenien, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn und Zypern. Das Tragen des CE-Zeichens bedeutet aber nicht unbedingt, dass ein Produkt in allen diesen Ländern vermarktet oder vertrieben wird.

Nichtmedizinische Produkte, die anderen EU-Richtlinien entsprechen, können ebenfalls das CE-Zeichen tragen.

Zubehör für die Geburtsüberwachung und die Überwachung von Neugeborenen

Zubehör für die Geburtsüberwachung

Gurte für die Fetalüberwachung	7
Fetale DEKG-Überwachung	10
Papier für die Fetalüberwachung	12
Intrauterine Drucküberwachung (IUP)	13
Sonstiges Zubehör	14

Zubehör für die mütterliche Überwachung

Nichtinvasive Blutdrucküberwachung	17
Pulsoxymetrie	24
Gele, MEKG-Elektroden/Kabel	28

Zubehör für die Überwachung von Neugeborenen

Kapnographie	29
Spirometrie	32
Transkutane Blutgasüberwachung	33
EKG-Kabel	34
EKG-Elektroden	38
Nichtinvasive Blutdrucküberwachung	40
Pulsoxymetrie	45
Temperatur	52

Zubehör für die Geburtsüberwachung

Gurte für die Fetalüberwachung

Gurtführungen und Gurtjustierknöpfe

Produkt-Nr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit:
989803143401	Gurtclip für TOCO Plus Kunststoffgurtclip für TOCO+ Wehenaufnehmer	6 Clips	Toco+ Wehenaufnehmer M2735A; Wehenaufnehmer M2734A; Ultraschallaufnehmer M2736A
M1569A	Justierknöpfe	10 Justierknöpfe	

Einmal-Gurte

Produkt-Nr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit:
M2208A CE	Einmal-Bauchgurt: gelb mit Justierknöpfen, 1,3 m lang, 60 mm breit	100 Rollen	M1356A, Ultraschallaufnehmer; M1355A, M2734A, M2735A, M2736A Toco/Toco+ Wehenaufnehmer; M1356A, M2736A Ultraschallaufnehmer; M1358A MEKG/ Ultraschallaufnehmer; M1364-60001 EKG-Modul; M1365A FSpO ₂ /EKG-Modul; M2725A schnurloser Wehenaufnehmer; M2726A schnurloser Ultraschallaufnehmer; M2727A schnurloser EKG-Aufnehmer; M2738A EKG-/IUP-Modul



M2208A



989803143401

Wiederverwendbare Gurte

Produkt-Nr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit:
1500-0628 (LATEX)	Wiederverwendbarer Beingurt: braun, waschbar, Rolle, enthält Latex, 15 m lang, 32 mm breit	1 Rolle	M1364-6001 EKG-Modul, M1365A FSpO ₂ /EKG-Modul, M1357A DEKG-Modul, M1359A MEKG-Modul, 15240A DEKG-Aufnehmer, M2738A EKG-/IUP-Modul
1500-0642 (LATEX)	Wiederverwendbarer Bauchgurt: braun, waschbar, zugeschnitten, enthält Latex, 1,3 m lang, 60 mm breit	5 Rollen	M1356A, M2736A Ultraschallaufnehmer; M2734A, M2735A Toco/Toco+ Wehenaufnehmer; M1358A MEKG/ Ultraschallaufnehmer; M1364-60001 EKG-Modul; M1365A FSpO ₂ /EKG-Modul; M2738A EKG-/IUP-Modul; M2725A schnurloser Wehenaufnehmer; M2726A schnurloser Ultraschallaufnehmer; M2727A schnurloser EKG-Aufnehmer
1500-0643 (LATEX)	Wiederverwendbarer Bauchgurt: braun, waschbar, Rolle, enthält Latex, 15 m lang, 60 mm breit	1 Rolle	M1356A, M2736A Ultraschallaufnehmer; M1355A, M2734A, M2735A Toco/Toco+ Wehenaufnehmer; M1358A MEKG/ Ultraschallaufnehmer; M1364-60001 EKG-Modul; M1365A FSpO ₂ /EKG-Modul; M2738A EKG-/IUP-Modul; M2725A schnurloser Wehenaufnehmer; M2726A schnurloser Ultraschallaufnehmer; M2727A schnurloser EKG-Aufnehmer
M1562A CE (LATEX)	Wiederverwendbarer Bauchgurt: braun, waschbar, zugeschnitten, mit Justierknöpfen, enthält Latex, 1,3 m lang, 50 mm breit	5 Rollen	15245A, M1356A, M2726A, M2736A Ultraschallaufnehmer; 15248A, M1355A, M2734A, M2735A Toco/Toco+ Wehenaufnehmer; M1357A DEKG-Aufnehmer; M1358A, M1359A MEKG/ Ultraschallaufnehmer; M1364-60001 EKG-Modul; M1365A FSpO ₂ /EKG-Modul; M2738A EKG-/IUP-Modul; M2725A schnurloser Wehenaufnehmer; M2726A schnurloser Ultraschallaufnehmer; M2727A schnurloser EKG-Aufnehmer



1500-0642



M1562A

Wiederverwendbare Gurte (Fortsetzung)

Produkt-Nr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit:
M1562B CE	Wiederverwendbarer Bauchgurt: grau, waschbar, wasserabweisend, zugeschnitten, 1,3 m lang, 50 mm breit	5 Rollen	15245A, M1356A, M2726A, M2736A Ultraschallaufnehmer; 15248A, M1355A, M2734A, M2735A Toco/Toco+ Wehenaufnehmer; M1357A DEKG-Aufnehmer; M1358A, M1359A MEKG/ Ultraschallaufnehmer; M1364-60001 EKG-Modul; M1365A FSpO ₂ /EKG-Modul; M2738A EKG-/IUP-Modul; M2725A schnurloser Wehenaufnehmer; M2726A schnurloser Ultraschallaufnehmer; M2727A schnurloser EKG-Aufnehmer
M4601A CE	Wiederverwendbarer Beingurt: grau, waschbar, wasserabweisend, Rolle, 15 m lang, 32 mm breit	1 Rolle	M1364-6001 EKG-Modul, M1365A FSpO ₂ /EKG-Modul, M1357A DEKG-Modul, M1359A MEKG-Modul, 15240A DEKG-Aufnehmer, M2738A EKG-/IUP-Modul
M4602A CE	Wiederverwendbarer Bauchgurt: grau, waschbar, wasserabweisend, zugeschnitten, 1,3 m lang, 60 mm breit	5 Rollen	15245A, M1356A, M2736A Ultraschallaufnehmer; 15248A, M1455A, M2734A, M2735A Toco/Toco+ Wehenaufnehmer; M1358A MEKG/ Ultraschallaufnehmer; M1364-60001 EKG-Modul; M1365A FSpO ₂ /EKG-Modul; M2738A EKG-/IUP-Modul; M2725A schnurloser Wehenaufnehmer; M2726A schnurloser Ultraschallaufnehmer; M2727A schnurloser EKG-Aufnehmer
M4603A CE	Wiederverwendbarer Bauchgurt: grau, waschbar, wasserabweisend, Rolle, 15 m lang, 60 mm breit	1 Rolle	



M1562B



M4601A



M4603A

Fetale DEKG-Überwachung

Philips DEKG-Beinplatten-Adapterkabel

Produkt-Nr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit:
989803137651 CE	Wiederverwendbares DEKG-Beinplatten-Adapterkabel für Spiralelektroden 989803137631 und 989803137641	1 Kabel	Fetalmonitore: M2705A, M2703A, M1350A, M1350B, M1350C, M1353A, Aufnehmer/Module: M1357A, M1364-60001, M2738A, M1365A, M2727A, M2735A
989803137791 CE	Wiederverwendbares DEKG-Beinplatten-Adapterkabel für Spiralelektroden 989803137631 und 989803137641	1 Kabel	GE Corometrics Monitore: 115, 116, 118, 119, 173, 174; GE Monitore der Serie 120, 126, 128, 129, 250 mit GE Corometrics Y-Adapterkabel 1442AAO oder Anschlussadapter 1442BAO.
989803137801 CE	Wiederverwendbares DEKG-Beinplatten-Adapterkabel für Spiralelektroden 989803137631 und 989803137641	1 Kabel	GE Corometrics Monitore: 120, 126, 128, 129
989803137811 CE	Wiederverwendbares DEKG-Beinplatten-Adapterkabel für Spiralelektroden 989803137631 und 989803137641	1 Kabel	Spacelabs IM77 (andere Modelle von Spacelabs erfordern ggf. ein zusätzliches Adapterkabel)
989803139771 CE	Fixierelektrode, Haltbarkeit: mind. 6 Monate	25 Elektroden	Fetalmonitore: M2705A, M2703A, M1350A, M1350B, M1350C, M1353A, Aufnehmer/Module: M1357A, M1364-60001, M2738A, M1365A, M2727A, M2735A



989803137651



989803137791



989803137801



989803137811



989803139771

Philips Kopfschwartenelektroden

Produkt-Nr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit:
989803137631 CE	Spiralelektroden, Einfach-Spiralelektrode	25 Elektroden	Verwendbar mit DEKG-Beinplatten-Adapterkabel: 989803137651, 989803137791, 989803137801, 989803137811
989803137641 CE	Spiralelektrode, Doppel-Spiralelektrode (nur in Europa erhältlich)	25 Elektroden	Verwendbar mit DEKG-Beinplatten-Adapterkabel: 989803137651, 989803137791, 989803137801, 989803137811



989803137631



989803137641

Papier für die Fetalüberwachung

Chemo-thermisches Schreiberpapier

Produkt-Nr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit:
9270-0630-050 CE	Papier für die Fetalüberwachung: grünes Raster, 1–100 mmHg Druckskala, 0–13 kPa-Skala, 50–210 FHF-Skala	50 Packs (150 Seiten pro Pack)	Fetalmonitore: 8030A, 8031A, 8040A, 8041A
M1911A CE	Papier für die Fetalüberwachung: grünes Raster, 0–100 mmHg Druckskala, 0–13 kPa-Skala, 50–210 FHF-Skala.	40 Packs (150 Seiten pro Pack)	Fetalmonitore: M2702A, M2703A, M2704A, M2705A, M1350A, M1350B, M1350C, M1351A, M1353A, Schreiber M2925A



M1911A

Intrauterine Drucküberwachung (IUP)

Koala™ IUP-Einmallaösung

Produkt-Nr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit:
989803143931 CE	Wiederverwendbares IUP-Anschlusskabel (Avalon) für Einmal-Katheter zur intrauterinen Drucküberwachung Koala™	1 Kabel	M2738A Patientenmodul, M2735A TOCO+ Wehenaufnehmer, Fetalmonitore M2705A, M2703A, M1350A/B/C
M1334A CE	Wiederverwendbares IUP-Anschlusskabel für Einmal-Katheter zur intrauterinen Drucküberwachung Koala™	1 Kabel	Fetalmonitore: 8040A, M1350A, M1350B, M1350C, M1351A, M1353A
M1333A CE	Einmal-Katheter zur intrauterinen Drucküberwachung Koala™ (in den USA nicht von Philips erhältlich)	10 Katheter	Fetalmonitore: M2703A, M2705A, 8040A, M1350A, M1350B, M1350C, M1351A, M1353A

Wiederverwendbare IUP-Lösung Memscap™

Produkt-Nr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit:
CPJ84022 CE	Steriler Einmal-Dom	50 Dome	CPJ840J5, CPJ840J6, M1310A, M1350B, M1350C, M1353A
CPJ84046 CE	Sensorhalterung	4 Halterungen	CPJ840J5
CPJ840J5 CE	Wiederverwendbarer Memscap Drucksensor für die intrauterine Druckmessung, Kabellänge: 3 Meter, mit einer Sensorhalterung	1 Sensor und Halterung	M1310A, M1350B, M1350C, M1353A
CPJ84447 CE	Halterung zur Montage des Drucksensors am Infusionsständer		CPJ840J5 Sensor mit Instrumenten: M1350B, M1350C, M1353A



989803143931



M1334A



M1333A

Sonstiges Zubehör

Sonstiges Zubehör für die Geburtsüberwachung

Produkt-Nr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit:
989803143411 CE	Avalon FM30/50 – Fernbedienung zur Ereignismarkierung	1 Ereignismarkierung	Avalon Fetalmonitore M2702A, M2703A, M2704A, M2705A

Module, Aufnehmer, Adapter

Produkt-Nr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit:
M1347A CE	DEKG-Adapter	1 Adapter	Fetalmonitore: 80201A, 8030A, 8040A, M1310A, M1350A, M1350B, M1350C; DEKG-Aufnehmer: 15240A, M1357A
M1364-60001 CE	EKG-Patientenmodul für Mutter und Kind für Monitore Serie 50	1 Modul	Fetalmonitore: M1350A, M1350B, M1350C, M1353A, M1310A
M2738A CE	Avalon Patientenmodul: für IUP, EKG von Mutter und Kind	1 Modul	Avalon Fetalmonitore: M2702A, M2703A, M2704A, M2705A



989803143411



M1347A



M1364-60001



M2738A

Zubehörsets für die Geburtsüberwachung

Produkt-Nr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit:
862214 CE	Standard-Antepartum-Set (nur in Nordamerika erhältlich)	(10) M1569A (40) M1910A (12) 40483A Gel (100) M2208A Gurte (6) Toco+ Clips, Avalon Fetalmonitor	Avalon Fetalmonitore, FM20, FM30, FM40, FM50, M2702A, M2703A, M2704A, M2705A
862215 CE	Standard-Antepartum-Set (EG, Lateinamerika, Asien)	(10) M1569A (40) M1911A (12) 40483A Gel (100) M4602A Gurte (6) Toco+ Clips	Avalon Fetalmonitore, FM20, FM30, FM40, FM50, M2702A, M2703A, M2704A, M2705A
862217 CE	Intrapartum-DEKG-Set (Einfachspirale) (in Nordamerika erhältlich)	(25) 989803137631 Einfach-Spiralelektroden (25) 989803139771 Elektroden	Avalon Fetalmonitore, FM30, FM50, M2703A, M2705A
862218 CE	Intrapartum-DEKG-Set (Doppelspirale) (nur in Europa erhältlich)	(25) 989803137641 Doppel-Spiralelektroden (25) 989803139771 Elektroden	Avalon Fetalmonitore, FM30, FM50, M2703A, M2705A

Zubehör für mütterliche Überwachung

Nichtinvasive Blutdrucküberwachung

Wiederverwendbare Blutdruckmanschetten

Wiederverwendbare Komfort-Blutdruckmanschetten – Einzelschlauch

Produkt-Nr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit:
M1573A CE	Erwachsene, klein, hellblauer Schlauch Balgbreite: 10,5 cm Balglänge: 24 cm Umfang der Extremität = 20,5 cm bis 28 cm	1 Manschette	Fetalmonitore: M1350B, M1350C, M2702A, M2703A, M2704A, M2705A
M1574A CE	Erwachsene, marineblauer Schlauch Balgbreite: 13 cm Balglänge: 28 cm Umfang der Extremität = 27 cm bis 35 cm	1 Manschette	Fetalmonitore: M1350B, M1350C, M2702A, M2703A, M2704A, M2705A
M1575A CE	Erwachsene, groß, weinroter Schlauch Balgbreite: 16 cm Balglänge: 35 cm Umfang der Extremität = 34 cm bis 43 cm	1 Manschette	Fetalmonitore: M1350B, M1350C, M2702A, M2703A, M2704A, M2705A
M1576A CE	Bein, grauer Schlauch Balgbreite: 20 cm Balglänge: 43 cm Umfang der Extremität = 42 cm bis 54 cm	1 Manschette	Fetalmonitore: M1350B, M1350C, M2702A, M2703A, M2704A, M2705A



M1573A – M1576A

Wiederverwendbare Easy Care Blutdruckmanschetten – Einzelschlauch

Produkt-Nr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit:
M4554B CE	Erwachsene, klein, hellblau Balgbreite: 10,6 cm Balglänge: 24 cm Umfang der Extremität = 20,5 cm bis 28,5 cm	1 Manschette	Fetalmonitore: M1350B, M1350C, M2702A, M2703A, M2704A, M2705A
M4554B5 CE	Erwachsene, klein, hellblau Balgbreite: 10,6 cm Balglänge: 24 cm Umfang der Extremität = 20,5 cm bis 28,5 cm	5 Manschetten	Fetalmonitore: M1350B, M1350C, M2702A, M2703A, M2704A, M2705A
M4555B CE	Erwachsene, marineblau Balgbreite: 13,5 cm Balglänge: 30 cm Umfang der Extremität = 27,5 cm bis 36 cm	1 Manschette	Fetalmonitore: M1350B, M1350C, M2702A, M2703A, M2704A, M2705A
M4555B5 CE	Erwachsene, marineblau Balgbreite: 13,5 cm Balglänge: 30 cm Umfang der Extremität = 27,5 cm bis 36 cm	5 Manschetten	Fetalmonitore: M1350B, M1350C, M2702A, M2703A, M2704A, M2705A
M4556B CE	Erwachsene, extralang, marineblau Balgbreite: 13,5 cm Balglänge: 30 cm Umfang der Extremität = 27,5 cm bis 36 cm	1 Manschette	Fetalmonitore: M1350B, M1350C, M2702A, M2703A, M2704A, M2705A
M4556B5 CE	Erwachsene, extralang, marineblau Balgbreite: 13,5 cm Balglänge: 30 cm Umfang der Extremität = 27,5 cm bis 36 cm	5 Manschetten	Fetalmonitore: M1350B, M1350C, M2702A, M2703A, M2704A, M2705A
M4557B CE	Erwachsene, groß, weinrot Balgbreite: 17 cm Balglänge: 38 cm Umfang der Extremität = 35 cm bis 45 cm.	1 Manschette	Fetalmonitore: M1350B, M1350C, M2702A, M2703A, M2704A, M2705A
M4557B5 CE	Erwachsene, groß, weinrot Balgbreite: 17 cm Balglänge: 38 cm Umfang der Extremität = 35 cm bis 45 cm.	5 Manschetten	Fetalmonitore: M1350B, M1350C, M2702A, M2703A, M2704A, M2705A

Wiederverwendbare Easy Care Blutdruckmanschetten – Einzelschlauch (Fortsetzung)

Produkt-Nr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit:
M4558B CE	Erwachsene, groß, extralang, weinrot Balgbreite: 17 cm Balglänge: 38 cm Umfang der Extremität = 35 cm bis 45 cm.	1 Manschette	Fetalmonitore: M1350B, M1350C, M2702A, M2703A, M2704A, M2705A
M4558B5 CE	Erwachsene, groß, extralang, weinrot Balgbreite: 17 cm Balglänge: 38 cm Umfang der Extremität = 35 cm bis 45 cm.	5 Manschetten	Fetalmonitore: M1350B, M1350C, M2702A, M2703A, M2704A, M2705A
M4559B CE	Bein, grau Balgbreite: 21 cm Balglänge: 48 cm Umfang der Extremität = 44 cm bis 56 cm	1 Manschette	Fetalmonitore: M1350B, M1350C, M2702A, M2703A, M2704A, M2705A
M4559B5 CE	Bein, grau Balgbreite: 21 cm Balglänge: 48 cm Umfang der Extremität = 44 cm bis 56 cm	5 Manschetten	Fetalmonitore: M1350B, M1350C, M2702A, M2703A, M2704A, M2705A



M4552B – M4559B

Wiederverwendbares Blutdruckmanschettensortiment – Einzelschlauch

Produkt-Nr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit:
864288 CE	Easy Care Manschettensortiment für Erwachsene – 4 Größen	Mit 4 Manschetten: M4554B, M4555B, M4557B, M4559B	Fetalmonitore: M1350B, M1350C, M2702A, M2703A, M2704A, M2705A
864290 CE	Easy Care Manschettensortiment – 6 Größen	Mit 6 Manschetten: M4552B, M4553B, M4554B, M4555B, M4557B, M4559B	Fetalmonitore: M1350B, M1350C, M2702A, M2703A, M2704A, M2705A
864291 CE	Easy Care Manschettensortiment für Erwachsene (lang) – 6 Größen	Mit 6 Manschetten: M4554B, M4555B, M4556B, M4557B, M4558B, M4559B	Fetalmonitore: M1350B, M1350C, M2702A, M2703A, M2704A, M2705A
M1578A CE	Wiederverwendbares Komfort-Manschettensortiment	Mit 4 Manschetten: M1573A, M1574A, M1575A, M1576A	Fetalmonitore: M1350B, M1350C, M2702A, M2703A, M2704A, M2705A

Einmal-Blutdruckmanschetten

Einmal-Blutdruckmanschetten

Produkt-Nr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit:
M1876A CE	Erwachsene, klein, hellblau Balgbreite: 10,5 cm Balglänge: 24 cm Umfang der Extremität = 20,5 cm bis 28 cm	20 Manschetten	Fetalmonitore: M1350B, M1350C, M2702A, M2703A, M2704A, M2705A
M1877A CE	Erwachsene, marineblau Balgbreite: 13 cm Balglänge: 28 cm Umfang der Extremität = 27 cm bis 35 cm	20 Manschetten	Fetalmonitore: M1350B, M1350C, M2702A, M2703A, M2704A, M2705A
M1878A CE	Erwachsene, groß, weinrot Balgbreite: 16 cm Balglänge: 35 cm Umfang der Extremität = 34 cm bis 43 cm	20 Manschetten	Fetalmonitore: M1350B, M1350C, M2702A, M2703A, M2704A, M2705A
M1879A CE	Bein, grau Balgbreite: 20 cm Balglänge: 43 cm Umfang der Extremität = 42 cm bis 54 cm	20 Manschetten	Fetalmonitore: M1350B, M1350C, M2702A, M2703A, M2704A, M2705A



M1876A – M1879A

Weiche Einmal-Blutdruckmanschetten

Produkt-Nr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit:
M4574B CE	Erwachsene, klein, hellblau Balgbreite: 10,6 cm Balglänge: 24 cm Umfang der Extremität = 20,5 cm bis 28,5 cm	10 Manschetten	Fetalmonitore: M1350B, M1350C, M2702A, M2703A, M2704A, M2705A
M4575B CE	Erwachsene, marineblau Balgbreite: 13,5 cm Balglänge: 30 cm Umfang der Extremität = 27,5 cm bis 36 cm	10 Manschetten	Fetalmonitore: M1350B, M1350C, M2702A, M2703A, M2704A, M2705A
M4576B CE	Erwachsene, extralang, marineblau Balgbreite: 13,5 cm Balglänge: 30 cm Umfang der Extremität = 27,5 cm bis 36 cm	10 Manschetten	Fetalmonitore: M1350B, M1350C, M2702A, M2703A, M2704A, M2705A
M4577B CE	Erwachsene, groß, weinrot Balgbreite: 17 cm Balglänge: 38 cm Umfang der Extremität = 35 cm bis 45 cm.	10 Manschetten	Fetalmonitore: M1350B, M1350C, M2702A, M2703A, M2704A, M2705A
M4578B CE	Erwachsene, groß, extralang, weinrot Balgbreite: 17 cm Balglänge: 38 cm Umfang der Extremität = 35 cm bis 45 cm.	10 Manschetten	Fetalmonitore: M1350B, M1350C, M2702A, M2703A, M2704A, M2705A
M4579B CE	Bein, grau Balgbreite: 21 cm Balglänge: 48 cm Umfang der Extremität = 44 cm bis 56 cm	10 Manschetten	Fetalmonitore: M1350B, M1350C, M2702A, M2703A, M2704A, M2705A



M4572B – M4579B

Blutdruckluftschläuche und -kappen

Schlauchkappen für Blutdruckmanschetten

Produkt-Nr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit:
989803151601 CE	Schlauchkappen für Einzelschlauch-Blutdruckmanschetten (10) Kappen für Blutdruckmanschetten, Einzelschlauch	10	nicht zutreffend

Blutdruck-Luftschlauch für Erwachsene

Produkt-Nr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit:
M1598B CE	Blutdruck-Luftschlauch für Erwachsene, 1,5 m Länge: 1,5 m	1 Luftschlauch	Fetalmonitore: M1350B, M1350C, M2702A, M2703A, M2704A, M2705A
M1599B CE	Blutdruck-Luftschlauch für Erwachsene, 3,0 m Länge: 3,0 m	1 Luftschlauch	Fetalmonitore: M1350B, M1350C, M2702A, M2703A, M2704A, M2705A



989803151601



M1598B



M1599B

Pulsoxymetrie

Wiederverwendbare SpO₂-Sensoren

Wiederverwendbare SpO₂-Sensoren von Philips

Produkt-Nr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit:
M1191B CE	Finger-Sensor für Erwachsene. Länge = 2 m Körpergewicht: > 50 kg 8-polige Buchse	1 Sensor	Fetalmonitore: M2703A, M2705A Optionales SpO ₂ -Verlängerungskabel: M1941A. Fetalmonitore: M1350B, M1350C Erfordert SpO ₂ -Adapterkabel: M1940A.
M1191BL CE	Finger-Sensor für Erwachsene. Länge = 3 m Körpergewicht: > 50 kg 8-polige Buchse	1 Sensor	Fetalmonitore: M2703A, M2705A Kein Kabel erforderlich.
M1191T CE	Finger-Sensor für Erwachsene. Länge = 45 cm Körpergewicht: > 50 kg 9-polige Buchse	1 Sensor	Fetalmonitore: M2703A, M2705A Erfordert SpO ₂ -Adapterkabel: M1943A/AL Fetalmonitore: M1350B, M1350C Erfordert SpO ₂ -Adapterkabel: M1900B
M1192A CE	Finger-Sensor für Kinder/kleine Erwachsene. Länge = 1,5 m. Körpergewicht: 15-50 kg 8-polige Buchse	1 Sensor	Fetalmonitore: M2703A, M2705A Optionales SpO ₂ -Verlängerungskabel: M1941A. Fetalmonitore: M1350B, M1350C Erfordert SpO ₂ -Adapterkabel: M1940.
M1192T CE	Finger-Sensor für Kinder/kleine Erwachsene. Länge = 45 cm. Körpergewicht: 15-50 kg 9-polige Buchse	1 Sensor	Fetalmonitore: M2703A, M2705A Erfordert SpO ₂ -Adapterkabel: M1943A/AL.
M1194A CE	Ohrclip-Sensor für Kinder/Erwachsene. Länge = 1,5 m Körpergewicht: > 40 kg 8-polige Buchse	1 Sensor	Fetalmonitore: M2703A, M2705A Optionales SpO ₂ -Verlängerungskabel: M1941A. Fetalmonitore: M1350B, M1350C Erfordert SpO ₂ -Adapterkabel: M1940A.

Wiederverwendbare SpO₂-Sensoren von Philips (Fortsetzung)

Produkt-Nr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit:
M1196A CE	Fingerclip-Sensor für Kinder/Erwachsene. Länge = 3 m Körpergewicht: > 40 kg 8-polige Buchse	1 Sensor	Fetalmonitore: M2703A, M2705A. Kein Kabel erforderlich.
M1196T CE	Fingerclip-Sensor für Kinder/Erwachsene. Länge = 90 cm. Körpergewicht: > 40 kg 9-polige Buchse	1 Sensor	Fetalmonitore: M2703A, M2705A Erfordert SpO ₂ -Adapterkabel: M1943A/AL. Fetalmonitore: M1350B, M1350C Erfordert SpO ₂ -Adapterkabel: M1900B.
M1627A CE	Handgelenkgurt Klettverschlüsse für M1191B/T SpO ₂ -Sensoren	10 Verschlüsse	nicht zutreffend



M1191B/BL



M1191T



M1192A/M1192T



M1194A



M1196A



M1196T

Einmal-SpO₂-Sensoren

Philips Einmal-SpO₂-Sensoren

Produkt-Nr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit:
M1131A CE	Einmal-Fingerclip-Sensor für Kinder/Erwachsene (Verwendung bei einem Patienten) Länge = 45 cm. Körpergewicht: > 20 kg 9-polige Buchse	20 Sensoren	Fetalmonitore: M2703A, M2705A Erfordert SpO ₂ -Adapterkabel: M1943A/AL. Fetalmonitore: M1350B, M1350C Erfordert SpO ₂ -Adapterkabel: M1900B.
M1133A CE	Einmal-Wickelsensor für Neugeborene/Kleinkinder/ Erwachsene (Verwendung bei einem Patienten) Länge = 90 cm. Körpergewicht: Erwachsene: > 40 kg 9-polige Buchse	20 Sensoren	
M1134A CE	Haftmittelfreier Einmal-Wickelsensor für Neugeborene/ Kleinkinder/Erwachsene (Verwendung bei einem Patienten) Länge = 90 cm. Körpergewicht: Erwachsene: > 40 kg 9-polige Buchse	20 Sensoren	



M1131A



M1133A



M1134A

Selbsthaftende SpO₂-Sensoren (von Philips nur in Europa erhältlich)

Produkt-Nr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit:
M1904B CE	Einmalsensor für Erwachsene Körpergewicht: > 30 kg 9-polige Buchse	24 Sensoren und Klebebänder	Fetalmonitore: M2703A, M2705A Erfordert SpO ₂ -Adapterkabel: M1943A/AL. Fetalmonitore: M1350B, M1350C Erfordert SpO ₂ -Adapterkabel: M1900B.



M1904B

Adapterkabel für SpO₂-Sensoren

SpO₂-Adapterkabel von Philips

Produkt-Nr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit:
M1900B CE	SpO ₂ -Adapterkabel (12-polig). Länge = 3 m Zum Anschluss eines 9-poligen Sensors an einer 12-poligen Buchse	1 Kabel	Fetalmonitore: M1350B, M1350C
M1940A CE	SpO ₂ -Adapterkabel (12-polig). Länge = 2 m Zum Anschluss eines 8-poligen Sensors an einer 12-poligen Buchse	1 Kabel	Fetalmonitore: M1350B, M1350C
M1941A CE	SpO ₂ -Verlängerungskabel, 2 m Verbindet 8-poligen Sensor mit 8-poliger Buchse. Zur Verlängerung des Sensorkabels.	1 Kabel	Fetalmonitore: M2703A, M2705A
M1943A CE	SpO ₂ -Adapterkabel (8-polig). Länge = 1,1 m Verbindet 9-poligen Sensor mit 8-poliger Buchse.	1 Kabel	Fetalmonitore: M2703A, M2705A
M1943AL CE	SpO ₂ -Adapterkabel (8-polig). Länge = 3 m Zum Anschluss eines 9-poligen Sensors an einer 8-poligen Buchse	1 Kabel	Fetalmonitore: M2703A, M2705A



M1900B



M1940A



M1941A



M1943A/M1943AL

Gele, MEKG-Elektroden/Kabel

Einmal-EKG-Elektroden

Produkt-Nr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit:
40493D CE	Monitoring-Elektrode mit Schaumstoffhaftering für Erwachsene	5/Packung 300/Karton	Monitore zur Überwachung von Mutter und Kind: 8040A, M1350B, M1350C, M2702A, M2703A, M2705A, M2704A
40493E CE	Monitoring-Elektrode mit Schaumstoffhaftering für Erwachsene	30/Packung (300/Karton)	Monitore zur Überwachung von Mutter und Kind: 8040A, M1350B, M1350C, M2702A, M2703A, M2705A, M2704A

EKG-Elektrodenkabel

Produkt-Nr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit:
M1363A CE	Wiederverwendbares Elektrodenkabel für mütterliches EKG (MEKG)	1 Kabel	Fetalmonitore: M2702A, M2703A, M2704A, M2705A, Patientenmodul: M1364A, M1365A, M2727A, M2738A

Ultraschall-Kontaktgel

Produkt-Nr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit:
40483A CE	Ultraschall-Kontaktgel, nachfüllbare Drückflasche (250 ml) Haltbarkeit: mind. 6 Monate	12 Flaschen	Ultraschall-Aufnehmer
40483B CE	Ultraschall-Kontaktgel, 5-Liter-Flasche zum Nachfüllen von 40483A. Haltbarkeit: mind. 6 Monate	(1) 5-Liter-Flasche	Ultraschall-Aufnehmer



40493D



M1363A



40483A

Zubehör für die Überwachung von Neugeborenen

Kapnographie

CO₂-Messung im Seitenstrom

Microstream® FilterLine®

Produkt-Nr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit:
989803159581 CE	VitalLine-H-Kombiset für die Langzeit-Überwachung von intubierten Kleinkindern/Neugeborenen. Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit. Körpergewicht: < 2 kg	25 Probensets	Microstream-Server-Erweiterung: M3015A Monitore: VM1 863266, VM8 863066, MP5 M8105A
989803160261 CE	FilterLine-H-Kombiset (lang) für die Kurzzeit-Überwachung von intubierten Kleinkindern/Neugeborenen. Länge = 4 m, Körpergewicht: < 2 kg	25 Probensets	Microstream-Server-Erweiterung: M3015A Monitore: VM1 863266, VM8 863066, MP5 M8105A
M1923A CE	FilterLine-H-Kombiset für die Langzeit-Überwachung von intubierten Kleinkindern/Neugeborenen. Körpergewicht: < 2 kg	25 Probensets	Microstream-Server-Erweiterung: M3015A Monitore: VM1 863266, VM8 863066, MP5 M8105A
M4691A CE	CapnoLine H für Kleinkinder/Neugeborene, nicht-intubiert, Einzweck, Langzeit (nasal). Körpergewicht: < 10 kg	25 Nasal-Sonden	Microstream-Server-Erweiterung: M3015A Monitore: VM1 863266, VM8 863066, MP5 M8105A



989803159581



989803160261



M1923A



M4691A

CO₂-Messung im Seitenstrom mit Philips IntelliVue

Produkt-Nr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit:
M2741A CE	Seitenstrom-CO ₂ -Sensor	1 Sensor	M3014A Kapnographie-Server-Erweiterung, Monitore: M3002A X2, M8102A MP2, M8105A MP5
M2746A CE	Einmal-CO ₂ -Nasal-Sonde für einen Patienten, nicht-intubiert. Körpergewicht: Kleinkind	10 Nasal-Sonden	M2741A Seitenstrom-CO ₂ -Sensor mit Seitenstrom-Server-Erweiterung: M3014A. Monitore: MP5: M8105A, MP2: M8102A, MMS X2: M3002A
989803144471 CE	Einmal-CO ₂ /O ₂ -Nasal-Sonde für einen Patienten, nicht-intubiert. Körpergewicht: Kleinkind	10 Nasal-Sonden	M2741A Seitenstrom-CO ₂ -Sensor mit Seitenstrom-Server-Erweiterung: M3014A. Monitore: MP5: M8105A, MP2: M8102A, MMS X2: M3002A
M2776A CE	Gerader Probenschlauch, intubiert, ohne Befeuchtung. Empfohlen für HME-Filter.	10 Schläuche	M2741A Seitenstrom-CO ₂ -Sensor mit Seitenstrom-Server-Erweiterung: M3014A. Monitore: MP5: M8105A, MP2: M8102A, MMS X2: M3002A
M2777A CE	Gerader Probenschlauch H, intubiert, mit Befeuchtung. Empfohlen für HME-Filter.	10 Schläuche	M2741A Seitenstrom-CO ₂ -Sensor mit Seitenstrom-Server-Erweiterung: M3014A. Monitore: MP5: M8105A, MP2: M8102A, MMS X2: M3002A
M2773A CE	Luftwegadapter-Set H, intubiert Endotrachealtubus: bis 4,0 mm	10 Luftwegadapter	M2741A Seitenstrom-CO ₂ -Sensor mit Seitenstrom-Server-Erweiterung: M3014A. Monitore: MP5: M8105A, MP2: M8102A, MMS X2: M3002A
989803144531 CE	Luftwegadapter-Set, intubiert Endotrachealtubus: bis 4,0 mm	10 Luftwegadapter	M2741A Seitenstrom-CO ₂ -Sensor mit Seitenstrom-Server-Erweiterung: M3014A. Monitore: MP5: M8105A, MP2: M8102A, MMS X2: M3002A



M2741A



M2746A



989803144471



M2776A



M2777A



M2773A



989803144531

CO₂-Messung im Hauptstrom

CO₂-Messung im Hauptstrom mit Philips IntelliVue

Produkt-Nr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit:
M2501A CE	Hauptstrom-CO ₂ -Sensor	1 Sensor	M3014A Kapnographie-Server-Erweiterung, Monitore: MP5: M8105A, MP2: M8102A, MMS X2: M3002A
M2516A CE	Wiederverwendbarer CO ₂ -Luftwegadapter (Farbe: rot) Endotrachealtubus: < 4,0 mm, Totraum < 1 cm ³	1 Luftwegadapter	M2501A Sensor mit Kapnographie-Server-Erweiterung M3014A, Monitore: MP5: M8105A, MP2: M8102A, MMS X2: M3002A
M2536A CE	Ein-Patienten-CO ₂ -Luftwegadapter (Farbe: violett) Endotrachealtubus: < 4,0 mm, Totraum < 1 cm ³	10 Luftwegadapter	M2501A Sensor mit Kapnographie-Server-Erweiterung M3014A, Monitore: MP5: M8105A, MP2: M8102A, MMS X2: M3002A



M2501A



M2516A



M2536A

Spirometrie

Atemflow-Aufnehmer und kombinierte CO₂/Atemflow-Aufnehmer

Produkt-Nr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit:
M2786A CE	Atemflow-Aufnehmer für Kleinkinder/Neugeborene, Endotrachealtubus: < 4,0 mm (Farbe: violett)	10 Atemflow-Aufnehmer	M1014A Spirometrie-Modul
M2782A CE	Kombinierter CO ₂ /Atemflow-Aufnehmer für Kleinkinder/Neugeborene Endotrachealtubus: 2,5 mm bis 4 mm (Farbe: violett)	10 Atemflow-Aufnehmer	Spirometrie-Modul: M1014A mit M2501A Hauptstrom CO ₂ -Aufnehmer und M3014A Kapnographie-Server-Erweiterung



M2786A



M2782A

Transkutane Blutgasmessung

tcpO₂/tcpCO₂

Produkt-Nr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit:
M1918A CE	tcpO ₂ /tcpCO ₂ -Aufnehmer, Festkörper	Inhalt: 1 Aufnehmer, 1 Kappe	Modul: M1018A
M1918B CE	tcpO ₂ /tcpCO ₂ -Aufnehmer, Festkörper	Inhalt: 1 Aufnehmer, 1 Kappe, 1 Kalibrierung	Modul: M1018A
989803151951	tcpO ₂ /tcpCO ₂ -Membran-Set	10 Membran-Bespannssets, 10 ml Elektrolyt, 2 Sensorkappen, 5 St. Reinigungspapier	M1918B Aufnehmer
989803151961	tcpO ₂ /tcpCO ₂ -Fixierset	100 Fixierringe, 4 Flaschen mit je 20 ml Kontaktflüssigkeit	M1918B Aufnehmer
989803160371	Kalibrierung	1 Ring	M1018A
15209-60010 CE	Zubehörset für tcpO ₂ /tcpCO ₂ -Aufnehmer	10 ml Elektrolyt, 12 Membranen, 2 Schutzkappchen für Aufnehmer, 25 St. Reinigungspapier, Gebrauchsanweisung, O-Ring-Entferner	M1918A Aufnehmer
15209-60020 CE	Fixierset für tcpO ₂ /tcpCO ₂ -Aufnehmer	100 Fixierringe, 4 Flaschen mit je 20 ml Kontaktflüssigkeit, Gebrauchsanweisung	M1918A Aufnehmer
15210-60010	CAL-1-Gasflaschen für tcpO ₂ /tcpCO ₂ -Kalibrierung. (In Europa und Japan nicht erhältlich)	6 Flaschen	15205A, 15206A, 15209A, 15209AH, 15210A, 15210B, 15210AH, 15210B, M1018A, M1918A, M1918B
15210-60020	CAL-2-Gasflaschen für tcpO ₂ /tcpCO ₂ -Kalibrierung. (In Europa und Japan nicht erhältlich)	6 Flaschen	15205A, 15206A, 15209A, 15209AH, 15210A, 15210B, 15210AH, M1018A
15210-64010	CAL-1-Gasflaschen für tcpO ₂ /tcpCO ₂ -Kalibrierung. (Erfüllt internationale Versandvorschriften)	6 Flaschen	15205A, 15206A, 15209A, 15209AH, 15210A, 15210AH, 15210B, M1018A, M1918A, M1918B
15210-64020	CAL-2-Gasflaschen für tcpO ₂ /tcpCO ₂ -Kalibrierung. (Erfüllt internationale Versandvorschriften)	6 Flaschen	15205A, 15206A, 15209A, 15209AH, 15210A, 15210B, 15210AH, M1018A, Microstream-CO ₂ -Server-Erweiterung M3015A
M2205A	Kalibrierschläuche zur Verbindung des Kalibriergeräts 15210B mit dem M1918A oder M1918B Aufnehmer während der Kalibrierung	5 Schläuche	15210B, M1018A, M1918A M1918B



M1918B



989803151951



989803151961



989803160371

EKG-Kabel

3-adriges IntelliVue EKG-Kabelsystem

- Ersetzt CMS-Kabelsystem und einzelne Elektrodenkabel
- Geringes Gewicht und hoher Tragekomfort für kleine Patienten

Produkt-Nr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit:
M1669A CE	3-adriges EKG-Stammkabel, AAMI/IEC (12-poliger Stecker) Länge: 2,7 m	1 Kabel	Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A, EKG-Module: M1001B, M1002B, MP5 Patientenmonitor: M8105A, MP2 Patientenmonitor: M8102A, SureSigns Monitore VM4: 863063, VM6: 863064, 863065, VM8: 863066, 863068
M1626A CE	3-adriges Elektrodenkabel mit Miniclip, IEC Länge: 0,7 m, Clips, nicht abgeschirmt (violett)	1 Elektrodenkabel	Zur Verwendung mit M1669A Stammkabel



M1669A



M1626A

5-adriges IntelliVue EKG-Kabelsystem

- Ersetzt CMS-Kabelsystem und einzelne Elektrodenkabel
- Geringes Gewicht und hoher Tragekomfort für kleine Patienten

Produkt-Nr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit:
M1668A CE	5-adriges EKG-Stammkabel, AAMI/IEC (12-poliger Stecker) Länge: 2,7 m	1 Kabel	EKG-Module: M1001B, M1002B, Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A, MP5 Patientenmonitor: M8105A, MP2 Patientenmonitor: M8102A, SureSigns Monitore: VM6: 863064, 863065, VM8: 863066, 863068
M1648A CE	5-adriges Elektrodenkabel mit Miniclip, IEC Länge: 0,7 m/1,3 m, Clips, nicht abgeschirmt (violett)	1 Elektrodenkabel	Zur Verwendung mit M1668A Stammkabel



M1668A



M1648A

3-adriges CMS EKG-Kabelsystem – IEC

Produkt-Nr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit:
M1510A CE	3-adriges EKG-Stammkabel, IEC (12-poliger Stecker) Länge: 2,7 m	1 Kabel	EKG-Module: M1001A, M1001B, M1002A, M1002B, HP Monitore: 78352A, 78352C, 78354C, 78834C, C3 Monitore: 862474, 862478, IntelliVue Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A, MP2: M8102A, SureSigns Monitore: 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077
M1550C CE	3-adriges EKG-Stammkabel, IEC (12-poliger Stecker) Länge: 0,9 m	1 Kabel	EKG-Module: M1001A, M1001B, M1002A, M1002B, HP Monitore: 78352A, 78352C, 78354C, 78834C, IntelliVue Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A, MP2: M8102A, MP5: M8105A
M1619A CE	3-adriges Elektrodenkabel mit Miniclip, IEC Länge: 0,7 m, nicht abgeschirmt (violett)	1 Elektrodenkabel (3 Ableitungen)	Zur Verwendung mit M1510A oder M1550C Stammkabel

5-adriges CMS EKG-Kabelsystem – IEC

Produkt-Nr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit:
M1530A CE	5-adriges EKG-Stammkabel, IEC (12-poliger Stecker) Länge: 2,7 m	1 Kabel	EKG-Module: M1001A, M1001B, M1002A, M1002B, HP Monitore: 78352A, 78352C, 78354C, 78834C, C3 Monitore: 862474, 862478, IntelliVue Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A, MP2: M8102A, SureSigns Monitore: 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077
M1570C CE	5-adriges EKG-Stammkabel, IEC (12-poliger Stecker) Länge: 0,9 m	1 Kabel	EKG-Module: M1001A, M1001B, M1002A, M1002B, HP Monitore: 78352A, 78352C, 78354C, 78834C, IntelliVue Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A, MP2: M8102A, MP5: M8105A
M1639A CE	5-adriges Elektrodenkabel mit Miniclip, IEC Länge: 0,7 m/1,3 m, Clips, nicht abgeschirmt (violett)	1 Elektrodenkabel (5 Ableitungen)	Zur Verwendung mit M1530A oder M1570C Stammkabel

Röntgendurchlässige EKG-Elektrodenkabel – AAMI/IEC-Farbcodierung

Produkt-Nr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit:
M1649A CE	Röntgendurchlässiges, nicht abgeschirmtes, 5-adriges Elektrodenkabel mit Sicherheitsanschlüssen. Clip-Anschluss, 5 Einzelkabel, IEC/AAMI-Farbcodierung Länge: 914 mm	5 Einzelkabel	MMM X2: M3002A; MP2: M8102A; MP5: M8105A



M1649A

EKG-Elektroden


Einmal-Elektroden mit integriertem Kabel: IEC-Farbcodierung

Röntgendicht – IEC

Produkt-Nr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit:
13952D CE	Vorbefestigte, röntgendichte Elektrode mit integriertem Kabel (46 cm), nicht abgeschirmt, Festgel. Abmessung: 22 mm x 33 mm, (Anschlussgröße: 1,5 mm)	3 Elektroden/Packung 300/Karton Haltbarkeit: 6 Monate	Pädiatrie-/Neonatalmonitore
13953D CE	Vorbefestigte, röntgendichte Elektrode mit integriertem Kabel (46 cm), nicht abgeschirmt, Festgel. Abmessung: 22 mm x 22 mm, (Anschlussgröße: 1,5 mm)	3 Elektroden/Packung 300/Karton Haltbarkeit: 6 Monate	Pädiatrie-/Neonatalmonitore

Röntgendurchlässig – IEC

Produkt-Nr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit:
13952E CE	Vorbefestigte, röntgendurchlässige Elektrode mit integriertem Kabel (46 cm), nicht abgeschirmt, Festgel. Abmessung: 22 mm x 33 mm, (Anschlussgröße: 1,5 mm)	3 Elektroden/Packung 300/Karton Haltbarkeit: 6 Monate	Pädiatrie-/Neonatalmonitore
13953E CE	Vorbefestigte, röntgendurchlässige Elektrode mit integriertem Kabel (46 cm), nicht abgeschirmt, Festgel. Abmessung: 22 mm x 22 mm, (Anschlussgröße: 1,5 mm)	3 Elektroden/Packung 300/Karton Haltbarkeit: 6 Monate	Pädiatrie-/Neonatalmonitore



13953D

Einmal-Elektroden mit Druckknopfanschluss

Produkt-Nr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit:
13950B CE	Einmal-Elektrode mit rundem KCl-Schaumstoffhaftering und Druckknopf. (Einzel verpackt) Durchmesser: 32 mm	30 Elektroden/Packung 10 Pck./Karton Haltbarkeit: 6 Monate	Pädiatrie-/Neonatalmonitore
13951C CE	Einmal-Festgel-Elektrode, neu platzierbar, Druckknopf. (3 Elektroden auf Kunststoffkarte) Abmessung: 22 mm x 33 mm	30 Elektroden/Packung 300/Karton Haltbarkeit: 6 Monate	Pädiatrie-/Neonatalmonitore
13955C CE	Einmal-Festgel-Elektrode, neu platzierbar, Druckknopf. (3 Elektroden auf Kunststoffkarte) Abmessung: 22 mm x 22 mm	30 Elektroden/Packung 300/Karton Haltbarkeit: 6 Monate	Pädiatrie-/Neonatalmonitore



13950B



13951C



13955C

Nichtinvasive Blutdrucküberwachung

Wiederverwendbare Blutdruckmanschetten

Wiederverwendbare Blutdruckmanschetten

Produkt-Nr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit:
M1571A CE	Wiederverwendbare Komfort-Manschette, Einzelschlauch, Kleinkinder Balgbreite: 5,5 cm Balglänge: 15 cm Umfang der Extremität: 10 cm bis 15 cm	1 Manschette	NBP-Module: M1008B, Multi-Parameter-Modul: M3000A, M3001A, M3002A; MP5: M8105A, MP2: M8102A, C3: 862474, 862478, SureSigns Monitore: 863055, 853056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 866077
M4552B CE	Easy Care Blutdruckmanschette, Einzelschlauch, Kleinkinder Balgbreite: 5,5 cm Balglänge: 15 cm Umfang der Extremität: 10–15 cm Länge der Manschette = 22 cm	1 Manschette	NBP-Module: M1008B, Multi-Parameter-Modul: M3000A, M3001A, M3002A; MP5: M8105A, MP2: M8102A, C3: 862474, 862478, SureSigns Monitore: 863055, 853056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 866077
M4552B5 CE	Easy Care Manschettensortiment, Einzelschlauch, Kleinkinder Balgbreite: 5,5 cm Balglänge: 15 cm Umfang der Extremität: 10–15 cm Länge der Manschette = 22 cm	5 Manschetten	NBP-Module: M1008B, Multi-Parameter-Modul: M3000A, M3001A, M3002A; MP5: M8105A, MP2: M8102A, C3: 862474, 862478, SureSigns Monitore: 863055, 853056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 866077



M1571A



M4552B

Einmal-Blutdruckmanschetten

Einmal-Blutdruckmanschetten

Produkt-Nr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit:
M1874A CE	Einmal-Blutdruckmanschette für Kleinkinder	10 Manschetten	NBP-Module: M1008B, Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A; MP5: M8105A, MP2: M8102A, C3: 862474, 862478, SureSigns Monitore: 863055, 853056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863080, 863081, 863082
M4572B	Weiche Einmal-Blutdruckmanschette für Kleinkinder	10 Manschetten	



M1874A



M4572B

Einmal-Blutdruckmanschetten für Neugeborene

Produkt-Nr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit:
M1866B CE	Einmal-Blutdruckmanschette für Neugeborene, Größe 1 Umfang: 3,1–5,7 cm, Einzelschlauch. Neue Anschlusskonfiguration, ersetzt M1866A.	40 Manschetten	NBP-Modul: M1008B, Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A, MP5: M8105A, MP2: M8102A, SureSigns
M1868B CE	Einmal-Blutdruckmanschette für Neugeborene, Größe 2 Umfang: 4,3–8,0 cm, Einzelschlauch. Neue Anschlusskonfiguration, ersetzt M1868A.	40 Manschetten	Monitore: 863055, 853056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, HP Monitore: 78352A, 78352C, 78834C
M1870B CE	Einmal-Blutdruckmanschette für Neugeborene, Größe 3 Umfang: 5,8–10,9 cm, Einzelschlauch. Neue Anschlusskonfiguration, ersetzt M1870A.	40 Manschetten	
M1872B CE	Einmal-Blutdruckmanschette für Neugeborene, Größe 4 Umfang: 7,1–13,1 cm, Einzelschlauch. Neue Anschlusskonfiguration, ersetzt M1872A.	40 Manschetten	
M1873B CE	Einmal-Blutdruckmanschette für Kleinkinder, Größe 5 Umfang: 10,0–15,0 cm, Einzelschlauch Neue Anschlusskonfiguration.	40 Manschetten	
989803167541 CE	Einmal-Manschettsortiment für Neugeborene mit 50 Manschetten. Neue Anschlusskonfiguration, ersetzt M1820-60020.	5 M1866B Größe 1, 10 M1868B Größe 2, 20 M1870B Größe 3, 10 M1872B Größe 4, 5 M1873B Größe 5	



M1866B, M1868B, M1870B, M1872B, M1873B

Blutdruck-Luftschläuche (In Nordamerika nicht erhältlich.)

Produkt-Nr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit:
M1596C CE	Blutdruck-Verbindungsschlauch für Neugeborene. Länge: 1,5 m. Darf nur an Philips Einmal-Blutdruckmanschetten für Neugeborene angeschlossen werden. Mit neuer Anschlusskonfiguration. Dieses Kabel kann in unmittelbarer Nähe des Patienten verwendet werden und ersetzt M1596B.	1 Schlauch	NBP-Module: M1008B, Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A; MP5 M8105A, MP2: M8102A, SureSigns Monitore: 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082
M1597C CE	Blutdruck-Verbindungsschlauch für Neugeborene. Länge: 3,0 m. Darf nur an Philips Einmal-Blutdruckmanschetten für Neugeborene angeschlossen werden. Mit neuer Anschlusskonfiguration. Dieses Kabel dient zur traditionellen Überwachung am Patientenbett und ersetzt M1597B.	1 Schlauch	NBP-Module: M1008B, Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A; MP5 M8105A, MP2: M8102A, SureSigns Monitore: 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082
989803167561 CE	Blutdruck-Verbindungsschlauch für Neugeborene zur Verwendung mit dem Philips Vitalparameter-Monitor. Mit neuer Anschlusskonfiguration. Ersetzt 989803136941.	1 Schlauch	VS1 Monitore: 863055, 863056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863062
989803167511	Anschluss-Upgrade-Set für M1597B. Zur Aufrüstung vorhandener Blutdruck-Luftschläuche mit einem Innendurchmesser von 2 mm. Enthält 20 Steckerbuchsen mit 2-mm-Widerhaken und Gebrauchsanweisung.	20	Zur Aufrüstung von M1597B auf M1597C.
989803167521	Anschluss-Upgrade-Set für M1596B. Zur Aufrüstung vorhandener Blutdruck-Luftschläuche mit einem Innendurchmesser von 3 mm. Enthält 20 Steckerbuchsen mit 3-mm-Widerhaken und Gebrauchsanweisung.	20	Zur Aufrüstung von M1596B auf M1596C.



M1596C



M1597C



989803167561



989803167511



989803167521

Blutdruck-Luftschläuche (Fortsetzung)

Produkt-Nr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit:
989803167531	Anschluss-Upgrade-Set für 989803136941. Zur Aufrüstung vorhandener Blutdruck-Luftschläuche mit einem Innendurchmesser von 4 mm. Enthält 20 Steckerbuchsen mit 4-mm-Widerhaken und Gebrauchsanweisung.	20	Zur Aufrüstung des Schlauchs für Neugeborene 989803136941 auf 989803167561.
989803168821	Anschluss-Upgrade-Set für Philips Blutdruckmanschetten für Neugeborene. Enthält 20 Stiftbuchsen und Gebrauchsanweisung.	20	Zur Aufrüstung von M1866A, M1868A, M1870A und M1872A für die Kompatibilität mit M1596C und M1597C Schläuchen.
989803136941	Blutdruck-Luftschlauch für Neugeborene Länge: 3,57 m	1 Schlauch	VS1 Monitore: 863055, 863056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863062



989803167531



989803169921



989803136941

Pulsoxymetrie

Einmal-SpO₂-Sensor zur Verwendung bei einem Patienten

Einmal-SpO₂-Sensoren von Philips

Produkt-Nr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit:
M1132A CE	Einmal-Wickelsensor für Kleinkinder Finger-Sensor für Kleinkinder. Körpergewicht: 3–10 kg	20 Sensoren	Verwendung von Adapterkabel M1900B für SpO ₂ -Modul: M1020A
M1133A CE	Einmal-Wickelsensor für Neugeborene/Kleinkinder/ Erwachsene Fuß-/Handsensor für Neugeborene. Körpergewicht: < 3 kg Großzeh-/Daumensensor für Kleinkinder. Körpergewicht: 10–20 kg	20 Sensoren	Verwendung von Adapterkabel M1943A oder M1943AL für SpO ₂ -Modul: M1020B Opt. A01; Multi-Parameter-Module: M3000A Opt. A01, M3001A Opt. A01, M3002A Opt. A01; MP5 Monitor: M8105A, MP2: M8102A; SureSigns Monitore: VM1: 863264, 863265, 863266, VM3/VM4/ VM6/VM8: 863077, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, VS2: 863080, 863081, 863082; VS3: 863069, 863071, 863072, 863073, 863074
M1134A CE	Haftmittelfreier Einmal-Wickelsensor für Neugeborene/ Kleinkinder/Erwachsene Fuß-/Handsensor für Neugeborene. Körpergewicht: < 3 kg Großzeh-/Daumen-Sensor für Kleinkinder. Körpergewicht: 10–20 kg	20 Sensoren	



M1132A



M1133A



M1134A

Selbsthaftende SpO₂-Sensoren von Philips (nur in Europa und Japan erhältlich)

Produkt-Nr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit:
M1901B CE	Selbsthaftender Einmal-SpO ₂ -Fuß-Sensor für Neugeborene. Körpergewicht: < 3 kg	24 Sensoren	Verwendung von Adapterkabel M1943A oder M1943AL für SpO ₂ -Module: M1020B
M1902B CE	Einmal-SpO ₂ -Finger-/Zeh-Sensor für Kleinkinder. Körpergewicht: 3–20 kg	24 Sensoren	Opt. A01; Multi-Parameter-Module: M3000A Opt. A01, M3001A Opt. A01, M3002A Opt. A01; MP5 Monitor: M8105A, MP2: M8102A; Suresigns Monitore: 863264, 863265, 863266, 863054, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082 Verwendung von Adapterkabel M1943NL für SpO ₂ -Module: M1020B Opt. A02; Multi-Parameter-Module: M3001A Opt. A02 oder Opt. A04; M3002A Opt. A02 oder A04; MP5 Monitor: M8105A Opt. SP4; MP2 Monitor: M8102A Opt. SP4



M1901B



M1902B

Wiederverwendbare SpO₂-Sensoren

Wiederverwendbare SpO₂-Sensoren von Philips

Produkt-Nr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit:
M1193A CE	Wiederverwendbarer Fuß-/Hand-Wickelsensor für Neugeborene. Körpergewicht: 1–4 kg	1 Sensor	Verwendung von Adapterkabel M1940A für SpO ₂ -Module: M1020A Verwendung von Verlängerungskabel M1941A für SpO ₂ -Module: M1020B Opt. A01; Multi-Parameter-Module: M3000A Opt. A01, M3001A Opt. A01, M3002A Opt. A01; MP5 Monitor: M8105A, MP2: M8102A; Suresigns Monitore: VM1: 863264, 863265, 863266, VM3/VM4/VM6/VM8: 863077, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, VS2: 863080, 863081, 863082; VS3: 863071, 863072, 863073, 863074
M1193T CE	Wiederverwendbarer Fuß-/Hand-Wickelsensor für Neugeborene. Körpergewicht: 1–4 kg	1 Sensor	Verwendung von Adapterkabel M1900B für SpO ₂ -Module: M1020A Verwendung von Adapterkabel M1943A oder M1943AL für SpO ₂ -Module: M1020B Opt. A01; Multi-Parameter-Module: M3000A Opt. A01, M3001A Opt. A01, M3002A Opt. A01; MP5 Monitor: M8105A, MP2: M8102A; Suresigns Monitore: VM1: 863264, 863265, 863266, VM3/VM4/VM6/VM8: 863077, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, VS2: 863080, 863081, 863082; VS3: 863071, 863072, 863073, 863074



M1193A



M1193T

Wiederverwendbare SpO₂-Sensoren von Philips (Fortsetzung)

Produkt-Nr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit:
M1195A CE	Wiederverwendbarer Finger-Sensor für Kleinkinder. Körpergewicht: 4–15 kg	1 Sensor	Verwendung von Adapterkabel M1940A für SpO ₂ -Module: M1020A; Verwendung von Verlängerungskabel M1941A für SpO ₂ -Module: M1020B Opt. A01; Multi-Parameter-Module: M3000A Opt. A01, M3001A Opt. A01, M3002A Opt. A01; MP5 Monitor: M8105A, MP2: M8102A; Suresigns Monitore: VM1: 863264, 863265, 863266, VM3/VM4/VM6/VM8: 863077, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, VS2: 863080, 863081, 863082; VS3: 863071, 863072, 863073, 863074



M1195A

SpO₂-Adapterkabel

Produkt-Nr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit:
989803148221 CE	Masimo® MP10 Adapterkabel (LNOP-Sensoren) (LNCS-Sensoren) Länge: 3 m	1 Kabel	SpO ₂ -Module: M1020B Opt. A01, M1020B Opt. A03; Multi-Parameter-Module: M3000A Opt. A01, M3001A Opt. A01, M3002A Opt. A01, M3001A Opt. A03, M3002A Opt. A03; MP5 Monitor: M8105A, MP2: M8102A Suresigns Monitore: 863264, 863265, 863266, 863077, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863080, 863081, 863082; 863071, 863072, 863073, 863074
M1020-61100 CE	Masimo® MP12 Adapterkabel (LNOP-Sensoren) Länge: 3,6 m	1 Kabel	SpO ₂ -Module: M1020B Opt. A01, M1020B Opt. A03; Multi-Parameter-Module: M3000A Opt. A01, M3001A Opt. A01, M3002A Opt. A01, M3001A Opt. A03, M3002A Opt. A03; MP5 Monitor: M8105A, MP2: M8102A Suresigns Monitore: 863264, 863265, 863266, 863077, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863080, 863081, 863082; 863071, 863072, 863073, 863074
M1020-61102	Masimo LNOP-Adapterkabel (12-polig) Zum Anschluss von LNOP-Sensoren an Viridia Monitoren Länge: 3,6 m	1 Kabel	SpO ₂ -Modul: M1020A
M1900B CE	SpO ₂ -Adapterkabel (12-polig) Zum Anschluss eines 9-poligen Sensors an einer 12-poligen Buchse Länge: 3 m	1 Kabel	SpO ₂ -Modul: M1020A



989803148221



M1020-61100



M1900B

SpO₂-Adapterkabel (Fortsetzung)

Produkt-Nr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit:
M1940A CE	SpO ₂ -Adapterkabel (12-polig) Zum Anschluss eines 8-poligen Sensors an einer 12-poligen Buchse Länge: 2 m	1 Kabel	SpO ₂ -Module: M1020A
M1941A CE	SpO ₂ -Verlängerungskabel (8-polig) Zum Anschluss eines 8-poligen Sensors an einer 8-poligen Buchse Länge: 2 m	1 Kabel	SpO ₂ -Module: M1020B Opt. A01; Multi-Parameter-Module: M3000A Opt. A01, M3001A Opt. A01, M3002A Opt. A01; MP5 Monitor: M8105A, MP2: M8102A; Suresigns Monitore: VM1: 863264, 863265, 863266, VM3/VM4/VM6/VM8: 863077, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, VS2: 863080, 863081, 863082; VS3: 863071, 863072, 863073, 863074
M1943A CE	SpO ₂ -Adapterkabel (8-polig) Zum Anschluss eines 9-poligen Sensors an einer 8-poligen Buchse Länge: 1,1 m	1 Kabel	SpO ₂ -Module: M1020B Opt. A01; Multi-Parameter-Module: M3000A Opt. A01, M3001A Opt. A01, M3002A Opt. A01; MP5 Monitor: M8105A, MP2: M8102A;
M1943AL CE	SpO ₂ -Adapterkabel (8-polig) Zum Anschluss eines 9-poligen Sensors an einer 8-poligen Buchse Länge: 3 m	1 Kabel	Suresigns Monitore: VM1: 863264, 863265, 863266, VM3/VM4/VM6/VM8: 863077, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, VS2: 863080, 863081, 863082; VS3: 863071, 863072, 863073, 863074
M1943NL	OxiMax SpO ₂ -Adapterkabel (8-polig) Zum Anschluss eines 9-poligen Sensors an einer 8-poligen Buchse Länge: 3 m	1 Kabel	M1020B-A02, M3001A-A02, M3001A-A04, M3002A-A04, M8102A-SP4, M8105A-SP4, M8105AT-SP4



M1940A



M1941A



M1943A/M1943AL



M1943NL

Temperatur

Einmal-Temperatursensor zur Platzierung auf der Haut

Produkt-Nr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit:
21091A CE	Steriler Einmal-Haut-Temperatursensor Länge: 76 cm Haltbarkeit: mind. 12 Monate	10 Sensoren	Temperatur-Modul: M1029A Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A
21082A CE	Adapterkabel für Einmal-Temperatursensor Anschluss über 1/8"-Miniklinkenstecker. (2-polige Eingangsbuchse) Länge: 3 m	1 Kabel	SureSigns: 863064, 863065, 863066, 863068 MP2 Monitor: M8102A, MP5 Monitor: M8105A
21082B CE	Adapterkabel für Einmal-Temperatursensor Anschluss über 1/8"-Miniklinkenstecker. (2-polige Eingangsbuchse) Länge: 1,5 m	1 Kabel	
989803162591 CE	Einmal-Temperatursensor-Adapterkabel für Monitore Serie 400 Länge: 3 m	1 Kabel	Temperaturmonitore Serie 400 mit 1/4"-Klinkenstecker
989803162601 CE	Einmal-Temperatursensor-Adapterkabel für Monitore Serie 400 Länge: 1,5 m	1 Kabel	Temperaturmonitore Serie 400 mit 1/4"-Klinkenstecker



21091A



21082A/B



989803162591



989803162601

Wiederverwendbarer Temperatursensor zur Platzierung auf der Haut

Produkt-Nr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit:
21078A CE	Wiederverwendbarer Haut-Temperatursensor; autoklavierbar (2-poliger Stecker) Durchmesser: 9,5 mm Länge: 305 cm	1 Sensor	Kein Kabel erforderlich für: Temperatur-Modul: M1029A Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A SureSigns: 863064, 863065, 863066, 863068 MP2 Monitor: M8102A, MP5 Monitor: M8105A
989803162641 CE	Wiederverwendbarer Haut-Temperatursensor; autoklavierbar (1/4"-Klinkenstecker) Durchmesser: 9,5 mm Länge: 305 cm	1 Sensor	Kein Kabel erforderlich für: Temperatur-Monitore Serie 400
989803163271 CE	Temperatursensor-Adapterkabel. Erforderlich für den Anschluss des 2-poligen Temperatursensors 21078A an Temperatur-Monitore Serie 400 mit 1/4"-Klinkenstecker.	1 Sensor	Temperaturmonitore Serie 400 mit 1/4"- Klinkenstecker
989803163281 CE	Temperatursensor-Adapterkabel. Erforderlich für den Anschluss des Temperatursensors 989803162641 mit 1/4"- Klinkenstecker an Temperatur-Monitore von Philips und HP/ Agilent mit 2-poliger Eingangsbuchse.	1 Sensor	Monitore von Philips und HP/Agilent mit 2-poliger Eingangsbuchse



21078A



989803162641



989803163271



989803163281

Stichwortverzeichnis

1500-0628.....	8	989803136941.....	44	M1020.....	49
1500-0642.....	8	989803137631.....	11	M1020-61100.....	49
1500-0643.....	8	989803137641.....	11	M1131A.....	26
		989803137651.....	10	M1132A.....	45
9270-0630-050.....	12	989803137791.....	10	M1133A.....	26, 45
		989803137801.....	10	M1134A.....	26, 45
13950B.....	39	989803137811.....	10	M1191B.....	24
13951C.....	39	989803139771.....	10	M1191BL.....	24
13952D.....	38	989803143401.....	7	M1191T.....	24
13952E.....	38	989803143411.....	14	M1192A.....	24
13953D.....	38	989803143931.....	13	M1192T.....	24
13953E.....	38	989803144471.....	30	M1193A.....	47
13955C.....	39	989803144531.....	30	M1193T.....	47
		989803148221.....	49	M1194A.....	24
15209-60010.....	33	989803151601.....	23	M1195A.....	48
15209-60020.....	33	989803151951.....	33	M1196A.....	25
15210-60010.....	33	989803151961.....	33	M1196T.....	25
15210-60020.....	33	989803159581.....	29	M1333A.....	13
15210-64010.....	33	989803160261.....	29	M1334A.....	13
15210-64020.....	33	989803160371.....	33	M1347A.....	14
		989803162591.....	51	M1363A.....	28
21078A.....	52	989803162601.....	51	M1364-60001.....	14
21082A.....	51	989803162641.....	52	M1510A.....	36
21082B.....	51	989803163271.....	52	M1530A.....	36
21091A.....	51	989803163281.....	52	M1550C.....	36
		989803167511.....	43	M1562A.....	8
40483A.....	28	989803167521.....	43	M1562B.....	9
40483B.....	28	989803167531.....	44	M1569A.....	7
40493D.....	28	989803167541.....	42	M1570C.....	36
40493E.....	28	989803167561.....	43	M1571A.....	40
		989803168821.....	44	M1573A.....	17
862214.....	15			M1574A.....	17
862215.....	15	CPJ840J5.....	13	M1575A.....	17
862217.....	15	CPJ84022.....	13	M1576A.....	17
862218.....	15	CPJ84046.....	13	M1578A.....	20
864288.....	20	CPJ84447.....	13	M1596C.....	43
864290.....	20			M1597C.....	43
864291.....	20			M1598B.....	23
				M1599B.....	23
				M1619A.....	36
				M1626A.....	34
				M1627A.....	25
				M1639A.....	36

M1648A.....	35	M4556B5.....	18
M1649A.....	37	M4557B.....	18
M1668A.....	35	M4557B5.....	18
M1669A.....	34	M4558B.....	19
M1866B.....	42	M4558B5.....	19
M1868B.....	42	M4559B.....	19
M1870B.....	42	M4559B5.....	19
M1872B.....	42	M4572B.....	41
M1873B.....	42	M4574B.....	22
M1874A.....	41	M4575B.....	22
M1876A.....	21	M4576B.....	22
M1877A.....	21	M4577B.....	22
M1878A.....	21	M4578B.....	22
M1879A.....	21	M4579B.....	22
M1900B.....	27, 49	M4601A.....	9
M1901B.....	46	M4602A.....	9
M1902B.....	46	M4603A.....	9
M1904B.....	26	M4691A.....	29
M1911A.....	12		
M1918A.....	33		
M1918B.....	33		
M1923A.....	29		
M1940A.....	27, 50		
M1941A.....	27, 50		
M1943A.....	27, 50		
M1943AL.....	27, 50		
M1943NL.....	50		
M2205A.....	33		
M2208A.....	7		
M2501A.....	31		
M2516A.....	31		
M2536A.....	31		
M2738A.....	14		
M2741A.....	30		
M2746A.....	30		
M2773A.....	30		
M2776A.....	30		
M2777A.....	30		
M2782A.....	32		
M2786A.....	32		
M4552B.....	40		
M4552B5.....	40		
M4554B.....	18		
M4554B5.....	18		
M4555B.....	18		
M4555B5.....	18		
M4556B.....	18		

**Philips Healthcare ist ein
Unternehmen der
Royal Philips Electronics**

So erreichen Sie uns:

www.philips.com/healthcare

healthcare@philips.com

Fax: +31 40 27 64 887

Asien

+852 2821 5888

Europa, Naher/Mittlerer Osten und Afrika

+49 7031 463 2254

Lateinamerika

+55 11 2125 0744

Nordamerika

+1 425 487 7000

800 285 5585 (gebührenfrei, nur USA)

Philips Healthcare

Global Information Center

P.O. Box 1286

5602 BG Eindhoven

Niederlande

DEUTSCHLAND

PHILIPS GmbH

Unternehmensbereich Healthcare

Patient Care & Clinical Informatics

Medical Consumables & Sensors

Lübeckertordamm 5

20099 Hamburg

Kostenlose Hotline (freecall)

0800-8607811

Fax

07031-4632727

E-Mail

medicalsupplies.dach@philips.com

SCHWEIZ

Philips AG

Healthcare

Allmendstrasse 140

8027 Zürich

Telefon

044 488 2915

Fax

044 488 3262

E-Mail

medicalsupplies.dach@philips.com

ÖSTERREICH

Philips Healthcare

Philips Medizinische Systeme Ges.m.b.H.

Triester Straße 64

A-1100 Wien

Telefon

01 60101 2225

Fax

01 60101 1669

E-Mail

medicalsupplies.dach@philips.com

www.philips.com/healthcare



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Philips Healthcare behält sich das Recht vor, ein Produkt zu verändern oder die Herstellung zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung oder Verpflichtung einzustellen.

Gedruckt in den Niederlanden.
4522 962 54733 * JUL 2010