



Hocheffiziente Vernebelung während der NIV



**PerformaTrak AF531
mit NIVO Vernebler-System**

patientennah – geräuschlos – kostensparend

HABEL
MEDIZINTECHNIK

PerformaTrak AF531 mit NIVO Vernebler-System

Mit der PerformaTrak AF531 und dem NIVO Vernebler-System (Pro-X Controller, NIVO-Vernebler, und NIVO-Knie) ist es erstmalig möglich, Verneblerbehandlungen ohne Unterbrechung der nichtinvasiven Beatmung durchzuführen.

Es wurde speziell für die Verabreichung inhalativer Medikamente entwickelt und kann bei Nichtgebrauch entweder angeschlossen bleiben oder zwischen zwei Behandlungen einfach abgenommen werden.

Der NIVO zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- Minimaler Zeitaufwand
- Völlig geräuschlos
- Optimale, patientennahe Platzierung
- Keine Leckagen, keine Diskonnektionen
- Kein Verlust an teuren Flüssig-Medikamenten



**PerformaTrak AF531
mit NIVO Standard-Kniestück**
ohne Sicherheitsventil,
ohne Ausatemsschlitze,
für Zwei-Schlauch-Systeme
(Intensiv-Respirator &
HighFlow-CPAP)




**PerformaTrak AF531
mit NIVO Kniestück Typ 1**
mit Sicherheitsventil,
ohne Ausatemsschlitze,
für Ein-Schlauch-Systeme
(NIV-Respirator)



Das NIVO-Vernebler-System ist bei Erwachsenen und Kindern ab 7 Jahren (> 20kg) einsetzbar und garantiert durch die patentierte OnQ Technologie und eine Partikelgröße von durchschnittlich 3,4 µm eine erfolgreiche und angenehme Inhalations-Therapie.

Szintigraphie während der Inhalation



Bestellhinweis

NIVO Vernebler-System

Artikel		Art.-Nr.	VE/Stk.
NIVO Pro-X Controller		581082693	1
NIVO Vernebler		581076302	5
NIVO Standard-Kniestück		581076754	5
NIVO Kniestück Typ 1		581072650	5