



Schonende Masken- beatmung für Kinder



**PerforMax, PN841,
PerformaTrak AF531**

weich und komfortabel
sanft und sicher

HABEL
MEDIZINTECHNIK

Kindermasken für die schonende NIV

Die Nasen-, Mund-Nasen- und Vollgesichtsmasken von Respironics wurden speziell für die Bedürfnisse von Kleinkindern entwickelt. Die Wahl der richtigen Maske ist von verschiedenen Faktoren wie Alter, Gewicht oder Gesichtsform abhängig und für eine erfolgreiche NIV-Therapie entscheidend. Durch die Vielfalt unserer Masken wird eine effektive nicht-invasive Beatmung auch bei unseren Kleinsten ermöglicht.

PerforMax XS und XXS Vollgesichtsmasken

Die beiden Vollgesichtsmasken PerforMax XS und XXS enthalten Hauben in verschiedenen Farben, die hohen Komfort und einfache Anpassung ermöglichen. Die Hauben besitzen mit ihrer weichen Innenauskleidung und einer Schicht aus patentiertem Schaumstoff multidirektionale Elastizität.

- Für Patienten ab 1 Jahr und > 7 kg
- Kompatibel mit Einschlauch- sowie Zweischlauch-CPAP oder Beatmungsgeräten
- Vielseitig einsetzbar durch wechselbare Kniestücke
- CleanClip-Halterung unterstützt Maßnahmen zur Reduktion von möglichen Infektionen
- Erhältlich in einmal- oder wiederverwendbaren Konfigurationen



PerforMax S Vollgesichtsmaske

- Für Patienten ab 7 Jahren und > 20 kg
- Vielseitig einsetzbar durch wechselbare Kniestücke
- Vierpunkt-Maskenhalterung für optimale Stabilität
- Erhältlich in einmal- oder wiederverwendbaren Konfigurationen
- Kompatibel mit Einschlauch- sowie Zweischlauch-CPAP oder Beatmungsgeräten
- Ein weicher Masken-Polster bildet eine Abdichtung rund um das Gesicht und vermeidet Druck auf den Nasenrücken

PN841 Nasenmaske

Durch das praktische Einstellrad kann die Maske sanft neu eingestellt werden, ohne dass diese abgenommen werden muss.

- Für Patienten > 10 kg
- Modifizierte Kissenkrümmung für eine optimale Abdichtung
- Selbsteinrastende Clips und verstellbares Kopfband für eine schnelle und einfache Anpassung
- Freies Sichtfeld und Bewegungsfreiheit
- Kinderfreundliches Stoffmuster
- In drei Größen erhältlich: klein, mittel und groß



PerformaTrak AF531 Mund-Nasen-Maske

- Für Patienten ab 7 Jahren und > 20 kg
- Perfekter Sitz und einfaches Anpassen durch CapStrap-Maskenhalterung
- Vielseitig einsetzbar durch wechselbare Kniestücke
- Kompatibel mit Einschlauch- sowie Zweischlauch-CPAP oder Beatmungsgeräten
- Möglichkeit der Medikamenten-Vernebelung mittels speziellem NIVO-Vernebler
- CleanClip-Halterung unterstützt Maßnahmen zur Reduktion von möglichen Infektionen

Bestellhinweis

PerforMax Einweg XXS	Art.-Nr.	VE/Stk.
Maske mit gelber Haube, Kniestück Typ 2 und Buntstiften	581083148	5
Maske mit gelber Haube, Standard-Kniestück und Buntstiften	581083150	5
PerforMax Einweg XS		
Maske mit gelber Haube, Kniestück Typ 2 und Buntstiften	581083147	5
Maske mit gelber Haube, Standard-Kniestück und Buntstiften	581083149	5
PerforMax Einweg S		
Maske mit Kniestück Typ 2	581052535	10
Maske mit Standard-Kniestück	581052547	10

PerforMax Mehrweg XXS	Art.-Nr.	VE/Stk.
1 Maske mit 2 pinken & 2 blauen Hauben und 3x Kniestück Typ 2	581083084	1
1 Maske mit 2 pinken & 2 blauen Hauben und Standard-Kniestück	581083086	1
PerforMax Mehrweg XS		
1 Maske mit 2 pinken & 2 blauen Hauben und 3x Kniestück Typ 2	581083083	5
1 Maske mit 2 pinken & 2 blauen Hau- ben und Standard-Kniestück	581083085	5
PerforMax Mehrweg S		
1 Maske mit 5 Maskenhalterungen, Standard-Kniestück & Kniestück Typ 2	581052553	1
1 Maske mit 1 Maskenhalterung, Standard-Kniestück & Kniestück Typ 2	581044385	1
	581045325	9
Vierpunkt-Maskenhalterung	581051857	5

PerforMax Mehrweg Zubehör	Größe	Art.-Nr.	VE/Stk.
Hauben, 3x pink, 3x blau	XS	581083152	6
	XXS	581101909	6
Hauben, gelb	XS	581097304	6
	XXS	581101910	6
Vierpunkt-Maskenhalterung, Halteband, Clips	S	581045325	9

PN841 Nasenmaske	Art.-Nr.	VE/Stk.
PN841 Nasenmaske S	581130588	1
PN841 Nasenmaske M	581130589	1
PN841 Nasenmaske L	581130590	1

PerformaTrak AF531 mit CapStrap S	Art.-Nr.	VE/Stk.
Maske mit Standard-Kniestück	581072630	10
Maske mit Kniestück Typ 1	581072627	10

PerformaTrak AF531 mit Vierpunkt-Maskenhalterung S	Art.-Nr.	VE/Stk.
Maske mit Standard-Kniestück	581072624	10
Maske mit Kniestück Typ 1	581072621	10
Maske mit Kniestück Typ 2	581100393	10

PerformaTrak AF531 NIVO Vernebler-System	Art.-Nr.	VE/Stk.
NIVO Pro-X Controller	581082693	1
NIVO Vernebler	581076302	5
NIVO Standard-Kniestück	581076754	5
NIVO Kniestück Typ 1	581072650	5

CleanClip Halterungs-System	Art.-Nr.	VE/Stk.
CleanClip Halterungs-System	581076430	1
CleanClip Halterung, Flügelschraube	581076197	1



Standard-
Kniestück



Kniestück
Typ 1



Kniestück
Typ 2