

Alice PDx Produktübersicht

Alice PDx-Basissystem

Art.-Nr.	Artikel	VE/Stk.
----------	---------	---------

68 7000	Das Alice PDx-B asissystem umfasst folgende Komponenten:	1
---------	--	---


- Alice PDx-Gerät
- Alice PDx-Ärzttehandbuch und Bedienungsanleitung
- Tragetasche
- Schutzfolie für Gerätetasche mit Patientenanleitung
- Serielles USB-Kabel Alice PDx auf PC
- USB-SD-Kartenlesegerät mit Verlängerungskabel
- SD-Karte 1 GB
- Alice PDx-Halter (Brusthalterung für das Gerät)
- Halskordel für Alice PDx-Halter
- 2 Pro-Tech zRIP-Bewegungsgurte mit Kabelsatz
- 5er-Starterpackung Druckkanülen
- Oraler Thermosensor
- Verlängerungskabel für nicht-invasiven SpO₂-Sensor
- 4 AA-Batterien (separat verpackt)
- Verschiedene nicht-invasive SpO₂-Sonden (separat verpackt)



Optionale EKG Komponenten

Art.-Nr.	Artikel	VE/Stk.
----------	---------	---------

68 1040810	EKG Modul, Alice PDx	1
------------	----------------------	---




68 1041200	EKG Elektroden-Kabelset (76 cm)	1
------------	---------------------------------	---

68 1016360	EKG Elektroden-Set für Erwachsene (5 Stück)	1
------------	---	---

Optionale ExG Komponenten

Art.-Nr.	Artikel	VE/Stk.
----------	---------	---------

68 1048415	ExG Modul, Alice PDx	1
------------	----------------------	---



68 1020971	EEG/EMG/EOG Napf-Elektroden-Set 48"	10
------------	-------------------------------------	----

68 1016339	EEG/EMG/EOG Napf-Elektroden-Set 72"	10
------------	-------------------------------------	----

Alice PDx Produktübersicht

Alice PDx Zubehör			
Art.-Nr.	Artikel	VE/Stk.	
68 1073622	Induktions-Atemgurt für Erwachsene	1	
68 P1170	Atembewegungssensor - Verbindungskabel	1	
68 1040807	PDx PC Verbindungskabel	1	
68 954A	FlexiWrap Haltebänder	25	
68 P1379	Thermistor Flowsensor, oral	1	
68 P1388	Thermistor Flowsensor, nasal/oral	1	
67 1259	Pro-Flow Einweg-Flowsensor, nasal	1	
67 1295	Pro-Flow Einweg-Flowsensor, nasal/oral	1	
68 P1391	CPAP Titrationskit	1	

Sensoren-Zubehör			
Art.-Nr.	Artikel	VE/Stk.	
68 927	1m SpO ₂ Verlängerungskabel (Nonin)	1	
68 936	SpO ₂ Sensor Fingerclip	1	
68 953	SpO ₂ Sensor Flex	1	