



Die Maske für mehr Bewegungsfreiheit



ResMed AirFit N30i & P30i

Innovatives Design mit Schlauchanschluss oberhalb des Kopfes

HABEL
MEDIZINTECHNIK

Mehr Flexibilität und Freiheit

Das spezielle Design der N30i und P30i ist besonders für aktive Schläfer geeignet und ermöglicht das bequeme Schlafen in beliebigen Positionen. Dank passgenauem Rahmen mit dem Schlauchanschluss oben macht die Maske jede Drehung des Kopfes zuverlässig mit.



Optimale Abdichtung ohne Druckstellen

Das AirFit N30i Maskenkissen passt sich noch besser an Ihre individuellen Gesichtskonturen an und verbessert die dynamische Abdichtung, da es sich mit Ihrem Gesicht „mitbewegt“. Das bequeme Maskenkissen schmiegt sich sanft unterhalb der Nase an und vermeidet Abdrücke auf dem Nasenrücken.

Kompaktes Design mit freiem Sichtfeld

Das minimalistische, weiche Maskenkissen schmiegt sich sanft unterhalb der Nase an und dichtet zuverlässig ab. Es sorgt für einen angenehmen und komfortablen Sitz und maximale Stabilität, auch wenn Sie Ihren Kopf im Schlaf drehen. Durch die freie Sicht können problemlos lesen, sich unterhalten oder eine Brille tragen.

AirFit™ N30i



Weiches und flexibles Nasenkissen

Das durchgängig weiche Nasenflügelkissen schmiegt sich dynamisch an die Nase an – sorgt für Stabilität und Komfort zugleich.

AirFit™ P30i



Kompakt und sicher

Die Doppelwandtechnologie der Nasenoliven bietet mehr Komfort bei gleichzeitig zuverlässiger Abdichtung.

Stabiler Sitz

Der sich nahezu selbst anpassende Maskenrahmen erlaubt ein schnelles Anlegen der Maske und sorgt für sicheren und bequemen Sitz.

Flexibler Anschluss

Dank der praktischen Schnellösefunktion können Sie den Atemschlauch nachts einfach abtrennen und wieder anschließen, ohne die komplette Maske abnehmen zu müssen.



Integrierter Komfort

Die eingearbeiteten Komforthüllen des Maskenrahmens ergänzen das minimalistische und schlanke Maskenprofil, wodurch ein sanfterer und angenehmerer Schlaf möglich wird.

Weiches und flexibles Nasenkissen

Das durchgängig weiche Nasenflügelkissen schmiegt sich dynamisch an die Nase an – sorgt für Stabilität und Komfort zugleich.

Anpassungstipps



1. Schritt

Ziehen Sie den Rahmen und das Kopfband über den Kopf, sodass sich das Kniestück oben und das Kopfband hinter Ihrem Kopf befindet.



2. Schritt

Halten Sie das Maskenkissen unter Ihre Nase.



3. Schritt

Passen Sie das Kopfband an, bis das Maskenkissen bequem unter der Nase anliegt.



4. Schritt

Drücken Sie auf die seitlichen Knöpfe am Kniestück, um es zu lösen. Verbinden Sie dieses mit dem Schlauch des Geräts und dann wieder mit dem Rahmen.

Bestellhinweis

Artikel	Art.-Nr.	VE/Stk.
AirFit N30i Nasenmaske	7763880 (S), 7763881 (SW), 7763882 (M), 7763883 (W)	1
AirFit P30i Nasenolivenmaske	7763865	1

HABEL Atemzentren ganz in Ihrer Nähe

Ihre erfolgreiche und komfortable Therapie sowie die Verbesserung Ihrer Lebensqualität liegen uns am Herzen.

Sie erhalten modernste Therapiegeräte, umfangreiche und kompetente Serviceleistungen sowie eine bundesweite Betreuung.

