



# Die innovativen Masken mit dem „Klick“



## Amara Gel & Amara Nasen-/Mundmasken

einfache Handhabung und  
perfekte Passform

**HABEL**  
MEDIZINTECHNIK

# Amara Gel & Amara Nasen-/Mundmasken

## Amara Gel & Amara – die innovative Maske mit dem „Klick“

Die Amara Gel & Amara sind unsere kleinsten und leichtesten Mund-Nasen-Masken. Die moderne Gel-Technologie der Amara Gel sorgt für eine individuelle Anpassung an die Konturen des Gesichts, bietet hervorragende Abdichtung und hohen Tragekomfort.

Ihr modulares und innovatives Design aus nur 4 Komponenten vereinfacht die Handhabung für Ihre Patienten in der täglichen Anwendung. Nach nur einem Handgriff macht es „Klick“ und das Maskenkissen ist zur Reinigung oder zum Austausch vom Maskenrahmen getrennt. Danach folgt kein lästiges Zusammensetzen vieler Einzelteile – ein „Klick“ und die Maske ist wieder komplett.



## Anwenderkomfort und einfache Handhabung

- Schnelles Zerlegen und Zusammensetzen durch nur 4 Maskenteile
- Einsetzen des Maskenkissens mit einem „Klick“ (wenn alles passt, macht es „Klick“)
- Freies Sichtfeld durch transparenten und leichten Maskenrahmen
- Exakt einstellbare Stirnstütze mittels Ein-Hand Bedienung
- Komfortables Maskenkissen mit minimaler Auflagefläche
- Maskenkissen in 4 und Maskenrahmen in 2 unterschiedlichen Größen erhältlich

# Wenn alles passt „klickts“

## Austauschbare Maskenkissen



## Moderne Gel-Technologie

Passt sich gleich an die Gesichtskonturen an

## Maskenkissen-Befestigung mit nur einem „Klick“

Schnelle und sichere Montage

## Quick-Clips für das Kopfband

Verringern die Notwendigkeit für wiederholtes Anpassen des Kopfbandes



## Leicht gleitender Einstellmechanismus der Stirnstütze

Bietet 10 auswählbare Positionen zur Feineinstellung der Abdichtung und des Maskensitzes

## Kleiner und leichter Maskenrahmen

Bietet ein freies Sichtfeld

## Um 360° drehbares Anschlussstück

mit drehbarem Schnellverschluss und abgewinkelten Mikro-Ausatemöffnungen für einen leisen Betrieb

## Modulares Design aus nur 4 Komponenten

Einfache Reinigung durch austauschbare Maskenkissen und gewohnt schnelles Zusammensetzen der vier Einzelteile:



# Masken-Anpassung



**1. Die Maske über den Kopf ziehen**



**2. Maskenhalterungsclip**  
Den Clip zum Befestigen in den Gelenksockel drücken.



**3. Maskenhalterung**  
Die Laschen zur gleichmäßigen Justierung zurückziehen.



**4. Komfortabler Sitz**  
Die Maskenhalterung sollte locker und bequem sitzen.



**5. Stirnreglerknopf**  
Zur Druckjustierung gedrückt halten, um den Maskenrahmen zum Gesicht hin oder davon weg zu schieben.



**6. Richtiger Maskensitz**  
Die Stirnstütze sollte leicht die Stirn berühren und der untere Maskenteil bei leicht geöffnetem Mund direkt über dem Kinn aufliegen.

## Bestellhinweis

Amara Gel Nasen-/Mundmaske	Größe	Art.-Nr.	VE
Amara Gel Nasen-/Mundmaske <b>MIT Ausatemventil</b> , mit kleinem Maskenrahmen sowie Kopfband	P	781090420	1
	S	781090421	1
Amara Gel Nasen-/Mundmaske <b>MIT Ausatemventil</b> , mit Standard Maskenrahmen sowie Kopfband	M	781090425	1
	L	781090426	1
Amara Gel Nasen-/Mundmaske <b>OHNE Ausatemventil</b> , mit kleinem Maskenrahmen sowie Kopfband	P	781090430	1
	S	781090431	1
Amara Gel Nasen-/Mundmaske <b>OHNE Ausatemventil</b> , mit Standard Maskenrahmen sowie Kopfband	M	781090435	1
	L	781090436	1

Amara Nasen-/Mundmaske	Größe	Art.-Nr.	VE
Amara Nasen-/Mundmaske <b>MIT Ausatemventil</b> , mit kleinem Maskenrahmen sowie Kopfband	P	781090220	1
	S	781090221	1
	S	781090222	1
Amara Nasen-/Mundmaske <b>MIT Ausatemventil</b> , mit Standard Maskenrahmen sowie Kopfband	M	781090223	1
	L	781090224	1
	P	781090230	1
Amara Nasen-/Mundmaske <b>OHNE Ausatemventil</b> , mit kleinem Maskenrahmen sowie Kopfband	S	781090231	1
	S	781090232	1
	M	781090233	1
Amara Nasen-/Mundmaske <b>OHNE Ausatemventil</b> , mit Standard Maskenrahmen sowie Kopfband	L	781090234	1