




Maximale Möglichkeiten mit stabilen Flows

Altius Zentralvenenkatheter

mit einzigartiger Multi-Tube Technologie
und optionalem Hochdruck-Lumen

Maximieren Sie Ihre Optionen

Mit Altius ZVK gehen Sie keine Kompromisse zwischen der Sicherheit der Patienten und der Medikamentendosierung ein. Maximieren Sie Ihre Optionen für Ihre Patienten mit allen einzigartigen Vorteilen des Altius-Katheters.

Hochdrucklumen

Reduziert zusätzliche Interventionen, erlaubt Hochdruck-Kontrastmittelinfusionen bei 300 psi mit einem Durchfluss von 10 ml/s, CT-geprüft.



Multi-Tube Technologie

Ermöglicht mehrere Lumen für hervorragende Durchflussraten ohne Beeinträchtigung der Kathetergröße.



Farbkodierte Lumen

Reduzieren das Risiko von Verabreichungsfehlern aufgrund einer Verwechslung der Leitungen.

LuerSafe Konnektoren

Nadelfrei und in den Katheter integriert, reduzieren das Risiko von Infektionen und Luftembolien.

Flexible atraumatische Spitze

Reduziert Gefäßtraumata

Modernste antimikrobielle ProActiv+ PHMB-Polyhexanidverbindung


Schützt den Patienten während der gesamten Anwendung des Katheters.*

- Sicherer Einsatz bei allen Patienten
- Wirksam gegen grampositive und gramnegative Bakterien und Pilze
- Breites Aktivitätsspektrum und biokompatibel
- Nicht eluierende kovalente Bindung


* bis zu 30 Tage

Altius ZVK-Einführset

ermöglicht sicheres Anlegen des Katheters



Eigenschaften im Überblick



	Altius Classic	Altius	Altius Pro	Altius HP	Altius ProHP
Lumen	1-5	1-5 & 7	2-5	1-5	2-5
Komplettes Einführset	•	•	•	•	•
Integrierte LuerSafe Konnektoren		•	•	•	•
Multi-Tube-Technologie	•	•	•	•	•
Farbkodierte Lumen		•	•	•	•
Antimikrobielle ProActiv + PHMB-Polyhexanidverbindung			•		•
Hochdrucklumen				•	•

Bestellhinweis zentralvenöse Katheter

Altius Classic	Art.-Nr.	Ø Katheter	Länge	VE/Stk.
Altius Classic 1 Lumen ZVK-Set	42KCS115501	5FR	15cm	10
	42KCS120501	5FR	20cm	10
	42KCS115701	7FR	15cm	10
	42KCS120701	7FR	20cm	10
	42KCS130701	7FR	30cm	10
Altius Classic 2 Lumen ZVK-Set	42KCS115702	7FR	15cm	10
	42KCS120702	7FR	20cm	10
	42KCS130702	7FR	30cm	10
	42KCS115802	8FR	15cm	10
	42KCS120802	8FR	20cm	10
Altius Classic 3 Lumen ZVK-Set	42KCS115703	7FR	15cm	10
	42KCS120703	7FR	20cm	10
	42KCS130703	7FR	30cm	10
	42KCS115853	8.5FR	15cm	10
	42KCS120853	8.5FR	20cm	10
Altius Classic 4 Lumen ZVK-Set	42KCS115854	8.5FR	15cm	10
	42KCS120854	8.5FR	20cm	10
	42KCS130854	8.5FR	30cm	10
Altius Classic 5 Lumen ZVK-Set	42KCS115855	8.5FR	15cm	10
	42KCS120855	8.5FR	20cm	10
	42KCS130855	8.5FR	30cm	10

Altius HP & Pro+HP	Art.-Nr.	Ø Katheter	Länge	VE/Stk.
Altius HP 1 Lumen ZVK-Set	42K2CS115501P	5FR	15cm	10
	42K2CS120501P	5FR	20cm	10
	42K2CS115701P	7FR	15cm	10
	42K2CS120701P	7FR	20cm	10
Altius HP 2 Lumen ZVK-Set	42K2CS115702P	7FR	15cm	10
	42K2CS120702P	7FR	20cm	10
Altius HP 3 Lumen ZVK-Set	42K2CS115703P	7FR	15cm	10
	42K2CS120703P	7FR	20cm	10
	42K2CS120803P	8FR	20cm	10
Altius HP 4 Lumen ZVK-Set	42K2CS115804P	8FR	15cm	10
	42K2CS120804P	8FR	20cm	10
	42K2CS115904P	9FR	15cm	10
	42K2CS120904P	9FR	20cm	10
Altius HP 5 Lumen ZVK-Set	42K2CS115905P	9FR	15cm	10
	42K2CS120905P	9FR	20cm	10
Altius Pro+HP 2 Lumen ZVK-Set	42K2CS215702P	7FR	15cm	10
	42K2CS220702P	7FR	20cm	10
Altius Pro+HP 3 Lumen ZVK-Set	42K2CS215703P	7FR	15cm	10
	42K2CS220703P	7FR	20cm	10
Altius Pro+HP 4 Lumen ZVK-Set	42K2CS215904P	9FR	15cm	10
	42K2CS220904P	9FR	20cm	10
Altius Pro+HP 5 Lumen ZVK-Set	42K2CS215905P	9FR	15cm	10
	42K2CS220905P	9FR	20cm	10

Altius & Altius Pro+	Art.-Nr.	Ø Katheter	Länge	VE/Stk.
Altius 1 Lumen ZVK-Set	42K2CS115501	5FR	15cm	10
	42K2CS120501	5FR	20cm	10
	42K2CS120701	7FR	20cm	10
Altius 2 Lumen ZVK-Set	42K2CS115702	7FR	15cm	10
	42K2CS120702	7FR	20cm	10
	42K2CS130702	7FR	30cm	10
	42K2CS115802	8FR	15cm	10
Altius 2 Lumen ZVK-Set EKG	42K2CS120802	8FR	20cm	10
	42K2CS120702-EKG	7FR	20cm	10
Altius 3 Lumen ZVK-Set	42K2CS115703	7FR	15cm	10
	42K2CS120703	7FR	20cm	10
	42K2CS130703	7FR	30cm	10
	42K2CS115853	8.5FR	15cm	10
	42K2CS120853	8.5FR	20cm	10
Altius 3 Lumen ZVK-Set EKG	42K2CS120703-EKG	7FR	20cm	10
	42K2CS130703-EKG	7FR	30cm	10
Altius 4 Lumen ZVK-Set	42K2CS115854	8.5FR	15cm	10
	42K2CS120854	8.5FR	20cm	10
Altius 4 Lumen ZVK-Set EKG	42K2CS120854-EKG	8.5FR	20cm	10
	42K2CS130854-EKG	8.5FR	30cm	10
Altius 5 Lumen ZVK-Set	42K2CS115855	8.5FR	15cm	10
	42K2CS120855	8.5FR	20cm	10
	42K2CS130855	8.5FR	30cm	10
Altius 5 Lumen ZVK-Set EKG	42K2CS120855-EKG	8.5FR	20cm	10
	42K2CS115857	8.5FR	15cm	10
Altius 7 Lumen ZVK-Set	42K2CS120857	8.5FR	20cm	10
	42K2CS120857	8.5FR	20cm	10
Altius Pro+ 2 Lumen ZVK-Set	42K2CS215702	7FR	15cm	10
	42K2CS220702	7FR	20cm	10
Altius Pro+ 3 Lumen ZVK-Set	42K2CS215703	7FR	15cm	10
	42K2CS220703	7FR	20cm	10
Altius Pro+ 4 Lumen ZVK-Set	42K2CS215854	8.5FR	15cm	10
	42K2CS220854	8.5FR	20cm	10
Altius Pro+ 5 Lumen ZVK-Set	42K2CS215855	8.5FR	15cm	10
	42K2CS220855	8.5FR	20cm	10

Zubehör	Art.-Nr.	Länge	VE/Stk.
GripLok CVC Universal-Fixation für zentralvenöse Katheter	593601CVC	8,9 cm	100