




Optimale Mundraum- und Zahnhygiene



OralCare ICU-Komplettlösung

Reduktion nosokomialer Infektionen
Vermeidung teurer Folgekosten

HABEL
MEDIZINTECHNIK

OralCare Zahnpflegeprodukte – die ICU-Komplettlösung


Die OralCare Komplettlösung ist eine Kombination von Mundraum- und Zahnhygiene. Sie hilft bei der effektiven Vermeidung von oropharyngealem Biofilm-Aufbau im Mund- und Rachenbereich. Dadurch werden VAP und Aspirationspneumonien vermieden und die damit verbundenen Behandlungskosten reduziert.

Was ist VAP? (Ventilator-assoziierte Pneumonie)


Die Mundraum- und Zahnhygiene spielt eine entscheidende Rolle in der Bekämpfung von HAPs (Hospital Acquired Pneumonias). Die größten Gefahren sind VAP und Aspirationspneumonien.

- **Eine von vier Infektionen** auf Intensivstationen ist eine VAP.
- **90% der Pneumonien** auf Intensivstationen sind VAP.
- **VAP verlängern** die Beatmungsdauer und daher den Aufenthalt des Patienten auf der Intensivstation um **4 – 6 Tage**.
- Jeder VAP-Fall kostet das Krankenhaus rund **€ 30.000 pro Patient**.


Diese Risiken können durch eine passende Mundraum- und Zahnhygiene größtenteils reduziert werden.



Plaque ist ein bakterieller Biofilm, der sich hauptsächlich am Zahnfleischrand und zwischen den Zähnen festsetzt.



Der Biofilm entwickelt sich nach jeder Pflegeanwendung erneut und bedeckt nach nur zwei Stunden die gesamte Zahnoberfläche. Plaque ummantelt und schützt pathogene Bakterien (z.B. MRSA und Klebsiella) vor Antiseptika und körpereigenen Abwehrmechanismen. Um die Bakterien im Biofilm zu erreichen, muss dieser durch manuelles Putzen aufgebrochen werden.



Bakterien, Schleim und Sekrete sammeln sich auch über der Manschette des ET-Tubus. Da diese Manschette nie hundertprozentig abdichtet, können Bakterien hier leicht aspiriert werden. In die Lunge aspirierte Bakterien können VAP erzeugen und müssen mit Antibiotika behandelt werden.

OroCare Aspire

Saug-/Spül-Zahnbürste



OroCare Aspire ist eine neue und innovative Zahnbürste mit Absaugmöglichkeit, konzipiert für den Einsatz auf der Intensivstation.

Der kleine Bürstenkopf eignet sich sowohl für Erwachsene, als auch für Kinder. Weiche Borsten entfernen den Zahnbelag mühelos und garantieren so eine effiziente Mund- und Zahnhygiene, während der lange Hals der „Aspire“ die problemlose Reinigung des Oropharynx neben dem ET-Tubus und der jeweiligen Fixation des Tubus ermöglicht.

Zum Absaugen kann die „Aspire“ an einen Absaugschlauch konnektiert werden, ein zusätzlicher Yankauer-Katheter ist nicht mehr notwendig.

OroCare Sensitive

atraumatische Reinigungssonde



Mit der neuen OroCare Sensitive steht Ihnen eine atraumatische Reinigungssonde zur Verfügung, die sich auch für heikle Patienten mit empfindlichem Gaumen und Schleimhäuten eignet.

Sie kommt wegen ihres sanften Reinigungskopfes überall dort zum Einsatz, wo eine Zahnbürste kontraindiziert ist. Der Reinigungskopf kann mit einer antibakteriellen Lösung getränkt werden, um den Zahn- und Rachenbereich effizient säubern zu können.

Durch die integrierte Absaugmöglichkeit können Flüssigkeiten während der Reinigung sofort entfernt werden.

OroCare Sets

24^h-Komplettssets Q4/Q8



Die neuen und praktischen Tages-Sets enthalten alle erforderlichen Komponenten für die tägliche Mundhygiene.

Sie sind in 4 Varianten erhältlich: Für pflegerische Maßnahmen alle 4 Stunden (Q4-Set) oder 8 Stunden (Q8-Set), jeweils wahlweise auch inklusive Chlorhexidin-Spülung.










OroCare Doppel-Ansatzstück

zur Konnektion zweier Absaugschläuche



Das OroCare Doppel-Ansatzstück wird auf das 1-kanalige Sekretgefäß aufgesetzt und ermöglicht dadurch die parallele Konnektion von 2 Absaugschläuchen. Dies ist dann optimal, wenn der Patient mit einem geschlossenen Absaugsystem versorgt ist – die lästige und unhygienische Diskonnektion des Systems fällt somit weg.

Bestellinformationen

Artikel		Art.-Nr.	VE/Stk.
HABEL Intersurgical OroCare Mini Extra-kleine Zahnbürste Für eine gründlichere Reinigung		373011	30
HABEL Intersurgical OroCare Aspire Zahnbürste mit Absaugfunktion		373016	25
HABEL Intersurgical OroCare Sensitive Atraumatische Reinigungssonde mit Absaugfunktion		373017	15
HABEL Intersurgical Doppel-Ansatzstück Ermöglicht gleichzeitige Konnektion von 2 Absaugschläuchen		373022	25
HABEL Intersurgical OroCare Mundhygiene-Set Inkl. 1 Absaugzahnbürste, 1 Reinigungssonde, Zahngel, Chlorhexidin		373016-003	100
HABEL Intersurgical 24^h-Set – Q4 Eingriff alle 4 Stunden Enthält – 2x Zahnbürste OroCare Aspire – 4x Reinigungssonde OroCare Sensitive – 6x Schaumstoff-Stäbchen		373014	10
HABEL Intersurgical 24^h-Set mit Chlorhexidin-Spülung – Q4 Eingriff alle 4 Stunden Enthält – 2x Zahnbürste OroCare Aspire – 4x Reinigungssonde OroCare Sensitive – 6x Schaumstoff-Stäbchen – 6x Spüllösung – 6x Becher		373014-100	10
HABEL Intersurgical 24^h-Set – Q8 Eingriff alle 8 Stunden Enthält – 1x Zahnbürste OroCare Aspire – 2x Reinigungssonde OroCare Sensitive – 3x Schaumstoff-Stäbchen		373015	15
HABEL Intersurgical 24^h-Set mit Chlorhexidin-Spülung – Q8 Eingriff alle 8 Stunden Enthält – 1x Zahnbürste OroCare Aspire – 2x Reinigungssonde OroCare Sensitive – 3x Schaumstoff-Stäbchen – 3x Spüllösung – 3x Becher		373015-100	15