




Sichere Fixation von Sonden und Kathetern



Haltepflaster und Haltebänder

stabiler Halt, weniger Infektionen
schnell & einfach anzulegen


Die richtige Wahl für jeden Patienten

Sowohl das Katheter-Halteband als auch das Katheter-Haltepflaster sind schnell und einfach anzulegen und gewährleisten eine stabile und sichere Fixation. Dadurch werden Entzündungen durch unbeabsichtigtes Manipulieren am Katheter oder Verrutschen des Katheters wirksam minimiert. Das Resultat sind signifikant weniger Harnwegsinfektionen. Das Pflegepersonal kann, abhängig von der Dauer der Katheterisierung, für jeden Patienten auswählen, ob das Halteband oder das Haltepflaster benötigt wird.

Katheter-Haltepflaster


Einfache & sichere Lösung für die kurzfristige Katheterisierung bis zu 3 Tage

- Stabile & sichere Fixation des Harn-Katheters
- Einfaches Repositionieren des Katheters mit benutzerfreundlichen Verschlusslaschen
- Hautfreundlich & atmungsaktiv
- Sofort einsatzbereit, keine Vorbereitung der Haut erforderlich
- Hinterlässt keine Rückstände auf der Haut des Patienten
- Beschriftbar
- Besonders einfache & schnelle Anwendung
- One Size Fits All – für alle Katheter-Größen
- Keine harten Plastik-Teile
- Latexfrei




Anwendungshinweis: Aufkleben des Pflasters


1 Katheterlasche öffnen



2 Folie abziehen



3 Pflaster auf Haut kleben




Alle Vorteile auf einen Blick

- Für alle Arten von Foley-Kathetern geeignet, einschließlich teflon-, silber- und silikonbeschichteter Katheter
- Keine Hautreizungen und maximale Bewegungsfreiheit für Ihre Patienten
- Einfache Neupositionierung und Pflege des Foley-Katheters
- Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten: am Y-Port des Foley-Katheters, am Schlauch des Drainagebeutels oder auf dem Bauch
- Patentiertes, einzigartiges Verschlusssystem für eine schnelle Anwendung, einfache Anpassung und sichere Fixierung des Katheters
- Wertvolle Zeitersparnis für das Pflegepersonal

Katheter-Halteband


Sichere und komfortable Lösung für die langfristige Katheterisierung

- Stabile, sichere Fixierung durch Velcro-Klettverschlüsse
- Verteilt die Kompression gleichmäßig um den Oberschenkel und minimiert so den Druck in der Peripherie
- Elastisches, weiches Stoffmaterial
- One Size Fits All – eine Größe für alle Patienten, auch für adipöse Patienten geeignet (52330)
- Schnell und einfach anzulegen
- Keine Irritationen der Haut
- Kostengünstig im täglichen Einsatz
- Auch für kurzfristige Katheterisierung geeignet
- Latexfrei




Anwendungshinweis: Anlegen des Bands


- 1 Katheterlasche positionieren



- 2 Lasche durch Öffnung ziehen



- 3 Katheter fixieren



Katheter Haltepfaster & Halteband

Artikel		Art.-Nr.	VE/Stk.
Katheter-Haltepfaster für Foley-Katheter		52150	50
Katheter-Halteband für Foley-Katheter		52316	10
Katheter-Halteband für suprapubische Katheter		52330	10

Weitere Fixiersysteme für:

Artikel		Größe	Art.-Nr.	VE/Stk.
StabiLock ET-Tubus Fixation für Erwachsene			52270	10
BreezeLock ET-Tubus Fixation für Erwachsene mit flexibler Tubusschiene und Klebeband			52280	10
Tracheostomiekannülen-Fixation		Erwachsene	52240	10
		Adipöse Erwachsene	52244	10
		Kinder	52241	10
		Säuglinge	52242	10
Naso-Gastrale Sondenhalterung		Standard	52160	50
		Klein	52161	50
GripLok Universal-Fixation		Klein	593200S	100
		Mittel	593200M	100
		Groß	593200L	100
Transducer-Halterung für bis zu 3 Transducer		Für 2 Transducer	52622	10
		Für 3 Transducer	52620	10