



Atemkalk zur CO₂-Absorption



**AbCan | Pyramid |
IS Can | Drum | SmartCan**

5 Varianten von Einweg-Absorbern
für alle gängigen Narkosemaschinen

HABEL
MEDIZINTECHNIK

2 Sorten Atemkalk – 5 Gebinde

SpheraSorb

- nur 1,5 % Natriumhydroxid
- signifikante Reduktion von Austrocknung durch beigefügte Zeolithe
- Kalk in Kugelform für einen gleichmäßigen Gasflow – nahezu staubfrei
- reduziert das Risiko des Austrocknens und der Wärmeentwicklung bei Inhalationsanästhetika deutlich



LoFloSorb

- beinhaltet keine ätzenden Alkalihydroxide
- keine Reaktion mit volatilen Anästhetika
- Vermeidung von Compound A (Sevoflurane)
- Kalk in Kugelform für einen gleichmäßigen Gasflow – nahezu staubfrei



AbCan



Pyramid



IS Can



Drum



SmartCan

SpheraSorb

Gebinde	Behälter	Art.-Nr.	VE/Stk.
AbCan	1,1 Liter	372199-001	6
Pyramid	1,2 Liter	372191-001	6
IS Can	1,2 Liter	372196	6
Drum	1,2 Liter	372186	10
SmartCan	1,6 Liter	372169-001	6

LoFloSorb

Gebinde	Behälter	Art.-Nr.	VE/Stk.
AbCan	1,1 Liter	372199-003	6
Pyramid	1,2 Liter	372193-001	6
IS Can	1,2 Liter	372198	6
Drum	1,2 Liter	372188	10
SmartCan	1,6 Liter	372169-003	6