



Schnelle Hilfe bei akuter Atemnot



O2-MAX CPAP-Maske

bis zu 140l Flow

PEEP von 5 bis 15cm H₂O

HABEL
MEDIZINTECHNIK

O2-MAX CPAP-Maske

CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) wird immer mehr zur Standardtherapie für Patienten mit Atemnot. Das O2-MAX-System liefert dem Patienten einen Flow von bis zu 140l/min mit 30 % FiO₂. Mit dem Trio-Adapter können Sie den FiO₂-Wert sogar auf 60 oder 90 % erhöhen. Darüber hinaus ermöglicht dieses System eine effiziente Verneblung und Filtration bei gleichbleibendem Flow für den Patienten.

Atmungsaktives
Kopfband

Trio-Adapter
30/60/90 % FiO₂



DISS-Anschluss oder
Quik-Connect

Einatem-Filter



Verstellbares PEEP-Ventil (5-SET)

Bis zu
26,5 Minuten
Betriebszeit
bei Verwendung
einer medizinischen 2l
Sauerstoffflasche

Ausatem-Filter

99.9998% bakterielle Effizienz
99.9998% virale Effizienz

Liefert Flows bis zu 140l/min

Vernebler-
anschluss



Ohmeda Chemetron Puritan Bennett Schrader American Gas (AGA) Deutsch/ DIN AFNOR/ Französisch Britisch UNI

Quik-Connect Einweg-Sauerstoffanschlüsse

Ein umfassendes Sortiment an Einweg-Adaptoren für den direkten Anschluss des O2-MAX-Systems an Ihre Sauerstoffversorgung.



PEEP Ventile

Zu den einstellbaren PEEP-Optionen gehören ein 3-SET (5, 7,5 oder 10cm H₂O) oder ein 5-SET (5, 7,5, 10, 12,5 oder 15cm H₂O), um alle Patientenbedürfnisse abdecken zu können.

Bestellhinweis

| O2-MAX System mit ausziehbarem Schlauch (liefert 30% FiO₂) | Größe | Art.-Nr. | VE/Stk. |
|---|-------|--------------|---------|
| O2-MAX System mit ausziehbarem Schlauch, 3-SET verstellbarem PEEP-Ventil, Vernebler und BiTrac ED Maske | L | 37313-7555XN | 10 |
| | M | 37313-7556XN | 10 |
| O2-MAX System mit ausziehbarem Schlauch, 3-SET verstellbarem PEEP-Ventil und BiTrac ED Maske | L | 37313-7555X | 10 |
| | M | 37313-7556X | 10 |
| O2-MAX System mit ausziehbarem Schlauch, 5-SET verstellbarem PEEP-Ventil, Vernebler und BiTrac ED Maske | L | 37313-7554XN | 10 |
| | M | 37313-7557XN | 10 |
| O2-MAX System mit ausziehbarem Schlauch, 5-SET verstellbarem PEEP-Ventil und BiTrac ED Maske | L | 37313-7554X | 10 |
| | M | 37313-7557X | 10 |

| O2-MAX Trio-System (liefert einstellbaren 30%, 60%, 90% FiO₂) | Größe | Art.-Nr. | VE/Stk. |
|--|-------|--------------|---------|
| O2-MAX Trio-System mit ausziehbarem Schlauch , 5-SET verstellbarem PEEP-Ventil, Vernebler und BiTrac ED Maske | L | 37313-8018XN | 10 |
| | M | 37313-8008XN | 10 |
| O2-MAX Trio-System mit Smoothbore-Schlauch , 5-SET verstellbarem PEEP-Ventil und BiTrac ED Maske | L | 37313-8018 | 10 |
| | M | 37313-8008 | 10 |

| Quik-Connect Einweg-Sauerstoffanschlüsse | Farbe | Art.-Nr. | VE/Stk. |
|---|-------|--------------|---------|
| Quik-Connect Ohmeda Gasanschluss | ● | 37313-111111 | 30 |
| Quik-Connect Chemetron Gasanschluss | ● | 37313-121111 | 30 |
| Quik-Connect Puritan Bennett Gasanschluss | ● | 37313-131111 | 30 |
| Quik-Connect Schrader Gasanschluss | ● | 37313-141111 | 30 |
| Quik-Connect American Gasanschluss | ○ | 37313-351111 | 30 |
| Quik-Connect DIN Gasanschluss | ○ | 37313-361111 | 30 |
| Quik-Connect AFNOR Gasanschluss | ○ | 37313-371111 | 30 |
| Quik-Connect BS Gasanschluss | ○ | 37313-381111 | 30 |
| Quik-Connect UNI Gasanschluss | ○ | 37313-391111 | 30 |

| O2-MAX Zubehör | Farbe | Art.-Nr. | VE/Stk. |
|---|-------|------------|---------|
| O2-MAX Trio Steuereinheit | | 37313-8000 | 10 |
| O2-MAX Ausatem-Filter | | 37313-8300 | 10 |
| O2-CPAP fest eingestelltes PEEP Ventil, 5 cm H ₂ O | ● | 37313-7716 | 10 |
| O2-CPAP fest eingestelltes PEEP Ventil, 7,5 cm H ₂ O | ● | 37313-7717 | 10 |
| O2-CPAP fest eingestelltes PEEP Ventil, 10 cm H ₂ O | ● | 37313-7718 | 10 |
| O2-CPAP fest eingestelltes PEEP Ventil, 12,5 cm H ₂ O | ● | 37313-7719 | 10 |
| O2-CPAP fest eingestelltes PEEP Ventil, 15 cm H ₂ O | ● | 37313-7720 | 10 |
| O2-CPAP fest eingestelltes PEEP Ventil, 20 cm H ₂ O | ● | 37313-7721 | 10 |
| 5-SET verstellbares PEEP Ventil, 5, 7,5, 10, 12,5 oder 15 cm H ₂ O | ● | 37313-7730 | 10 |
| 3-SET verstellbares PEEP Ventil, 5, 7,5 oder 10 cm H ₂ O | ○ | 37313-7725 | 10 |

| BiTrac ED Masken mit Standard-Kopfband und Haube | Größe | Art.-Nr. | VE/Stk. |
|---|-------|-------------|---------|
| BiTrac ED Maske mit Standard-Kopfband | XL | 37313-7031 | 10 |
| | L | 37313-7030 | 10 |
| | M | 37313-7029 | 10 |
| | S | 37313-7028 | 10 |
| BiTrac ED Maske mit Kopfband und Haube | XL | 37313-7031C | 10 |
| | L | 37313-7030C | 10 |
| | M | 37313-7029C | 10 |
| | S | 37313-7028C | 10 |