



# Schonende Masken- beatmung für Kinder




## **BiTrac MaxShield Select Einpatienten-Vollgesichts- maske**

weich und komfortabel  
sanft und sicher

**HABEL**  
MEDIZINTECHNIK

# Effektive NIV Beatmung bei unseren Kleinsten

Die BiTrac MaxShield Select Vollgesichtsmaske wurde zusätzlich zu den Größen für Erwachsene für die Bedürfnisse von Kleinkindern entwickelt. Die Wahl der richtigen Maske ist von verschiedenen Faktoren wie Alter, Gewicht oder Gesichtsform abhängig und für eine erfolgreiche NIV-Therapie entscheidend. Die Haube aus besonders weichem Material ermöglicht hohen Komfort und einfache Anpassung. Die Maske lässt sich besonders einfach anlegen, ist in zwei Größen erhältlich und kann durch die austauschbaren Kniestücke mit verschiedenen Beatmungssystemen (Ein- & Zwei-Schlauchsystemen) verwendet werden.



## Bestellhinweis

BiTrac MaxShield Select pädiatrische Vollgesichtsmaske	Größe	Art.-Nr.	VE/Stk.
mit austauschbarem, belüftetem Kniestück, Anti-Asphyxie-Ventil, 15 cm Verlängerungsschlauch mit 22AD Swivel Verbindung	XS	37313-9527	10
	XXS	37313-9526	10
mit austauschbarem, nicht belüftetem Standard-Kniestück	XS	37313-9525	10
	XXS	37313-9524	10

BiTrac Select Kniestück	Farbe	Art.-Nr.	VE/Stk.
belüftet, mit Anti-Asphyxie-Ventil und 15 cm Verlängerungsschlauch mit 22AD Swivel Verbindung	●	37313-9602	10
standard, nicht belüftet	●	37313-9599	10