



Effektiver Schutz während Lungenfunktionstests



Pulmo-Protect Lungenfunktionsfilter

schützt Patient und Equipment
geringer Widerstand und hohe Filtrationseffizienz

HABEL
MEDIZINTECHNIK

Optimaler Schutz und maximaler Patientenkomfort

Der Pulmo-Protect Lungenfunktionsfilter schützt Patient und Equipment vor Kreuzkontaminationen. Er kombiniert geringen Widerstand mit einer hohen bakteriellen und viralen Filtrationseffizienz.

Lungenfunktionstests helfen bei der Diagnose krankhafter Prozesse in der Lunge. Diese werden beispielsweise bei prä- oder postoperativen Untersuchungen, während der Raucherentwöhnung oder im Rahmen arbeitsmedizinischer Gesundheitsprogramme durchgeführt.

Durch das geringe kompressible Volumen des Filters wird die Atemfunktion des Patienten nicht beeinträchtigt. So werden akkurate Testergebnisse ermöglicht. Das flexible Einweg-Mundstück verbessert die Patienten-Compliance und die Effektivität des Tests.



Eigenschaften

- Geringer Totraum
- Hohe Filtrationseffizienz
- 99,99 % Schutz gegen Bakterien und Viren
- Farbcodierte Filter gemäß Kompatibilität mit den gängigsten Geräten

Vorteile

- Schutz des Equipments vor Kontamination
- Genaue Testergebnisse durch geringen Widerstand
- Maximaler Patientenkomfort durch flexibles Einweg-Mundstück



Bestellhinweis

Artikel	Art.-Nr.	VE/Stk.
Lungenfunktionsfilter, flexibles Mundstück und Nasenclip	371691-010	30
Lungenfunktionsfilter, Mundstück und Nasenclip	371691-050	30