



Sicherheit für Patienten und Pflegepersonal

Schutzhandschuhe

verhindern Dislokation von Kanülen oder anderen Zugängen
schützen Patienten und Personal vor Verletzungen

Schutzhandschuhe

In der täglichen Klinik-Routine kommt es immer wieder zu Situationen, die sowohl die Sicherheit des Patienten als auch des behandelnden Personals gefährden können. Die Schutzhandschuhe vermeiden Kontrakturen der Hand, unbeabsichtigte Dekanülierungen, Extubationen und Dislokationen von Kathetern und Leitungen. Im Rahmen der „Kontrollierten Bewegungstherapie“ verbessern sie die Motorik nach einem Schlaganfall und helfen durch die Mikrofaserverfüllung in der Handtherapie. Sie sind bei 60°C waschbar und können mehrfach angewendet werden. Dadurch werden Kosten und Personalaufwand eingespart.

Schutzhandschuh mit Netz und doppeltem Klettverschluss

Der Schutzhandschuh mit doppeltem Klettverschluss und Netz an der Oberseite vereinfacht Hautkontrollen. Der Doppelklettverschluss sorgt für zusätzliche Sicherheit, so dass die Patienten die Handschuhe nicht mit den Zähnen öffnen können. Die Finger werden nicht getrennt und die Hand kann sich im Handschuh frei bewegen.



Art.-Nr. 55X-MKK-DIS006

Schutzhandschuh mit Netz und Fingerseparatoren

Der Schutzhandschuh mit Fingertrenner und Netz auf der Oberseite vereinfacht Hautkontrollen. Die Finger werden bei diesem Modell einzeln separiert. Der Handschuh wird durch einen Klettverschluss am Handgelenk gesichert.



Art.-Nr. 55X-MKK-DIS003

Schutzhandschuh mit doppeltem Klettverschluss

Der doppelt gepolsterte Schutzhandschuh mit doppeltem Klettverschluss bietet durch seine dicke Polsterung zusätzlichen Schutz vor Schlag- oder Kratzverletzungen. Er ist für zusätzlichen Komfort beidseitig gepolstert und hat einen Doppelklettverschluss für noch mehr Sicherheit.



Art.-Nr. 55X-MKK-DIS002

Schutzhandschuh mit Inspektionsöffnung

Der Schutzhandschuh mit Inspektionsöffnung verfügt über eine mit Klettverschluss gesicherte Rückseite, die zur Inspektion geöffnet werden kann. Das ermöglicht eine einfache Anwendung, da der Handschuh bei Kontrollen nicht entfernt werden muss. Die beidseitige Polsterung sorgt für zusätzliche Sicherheit und mehr Komfort. Ein Klettverschluss sichert den Handschuh am Handgelenk.



Art.-Nr. 55X-MKK-DIS004

Bestellhinweis

Artikel	Art.-Nr.	VE/Stk.
Schutzhandschuh mit Netz und doppeltem Klettverschluss	55X-MKK-DIS006	5
Schutzhandschuh mit Netz und Fingerseparatoren	55X-MKK-DIS003	5
Schutzhandschuh mit doppeltem Klettverschluss	55X-MKK-DIS002	5
Schutzhandschuh mit Inspektionsöffnung	55X-MKK-DIS004	5