



Zuverlässige Überwachung der fetalen Herzfrequenz



Goldtrace **Kopfschwartenelektrode**

einfache und sichere Anwendung
hervorragende Signalqualität

HABEL
MEDIZINTECHNIK

Goldtrace

Kopfschwartenelektrode


Die Goldtrace Kopfschwartenelektrode wird eingesetzt, wenn die Überwachung der fetalen Herzfrequenz während der Wehen eine kontinuierliche und zuverlässige Aufzeichnung erfordert. Durch die hervorragende Signalqualität liefert sie kontinuierlich präzise Informationen über die fetale Herzfrequenz und unterstützt so die klinische Entscheidungsfindung.

Zuverlässige Ableitung

Umfassende Studien haben gezeigt, dass die Goldbeschichtung der Kopfschwartenelektrode zuverlässige, eindeutige und kontinuierliche Aufzeichnungen und Ableitungsergebnisse der fetalen Herzfrequenz ermöglicht.

Sicher und einfach anzuwenden

Durch die flexible und weiche Applikationshilfe kann die Goldtrace Elektrode einfach und schnell an der richtigen anatomische Position platziert werden. Sie hält die Spiralspitze während der Anwendung im Inneren des Schlauchs und schützt so die Mutter und das Baby. Da die Kopfschwartenelektrode nur über einen Anschluss verfügt, wird das verwechslungsfreie Anbringen gewährleistet. Eine einfach zu entfernende Kappe verhindert Verletzungen beim Entnehmen aus der Verpackung.



Bestellhinweis

Artikel	Art.-Nr.	VE/Stk.
Goldtrace Kopfschwartenelektrode	14CNS000004	25
Goldtrace Beinplatten-Adapterkabel für Avalon CTGs	14AD-UFT-001	1