



Leckagefreie Anpassung in Sekunden



PerforMax Ein-Patienten Vollgesichtsmaske

keine Aufbereitungskosten
für unterschiedliche Therapieformen

HABEL
MEDIZINTECHNIK

PerforMax Vollgesichtsmaske



Die PerforMax Vollgesichtsmaske für den Einweg-Gebrauch verbessert die NIV Therapie der Patienten und ermöglicht eine optimal wirksame Beatmung. Sie bietet größtmöglichen Tragekomfort ohne Druckstellen, lässt sich in wenigen Sekunden anpassen, und verursacht keine teuren Aufbereitungskosten.

Die PerforMax gibt es in den Größen S, L und ab sofort auch in XL für Patienten mit einer größeren Gesichtsoberfläche.

Durch die einzigartige Auswahl an verschiedenen Kniestücken kann die PerforMax mit verschiedenen Beatmungssystemen (Ein- & Zwei-Schlauch-Systemen) verwendet werden. Weiters können mit dem Bronchoskopie-Kniestück bronchoskopische Untersuchungen vorgenommen werden, ohne die nichtinvasive Beatmung zu unterbrechen.

Bestellhinweis

PerforMax Ein-Patienten Vollgesichtsmaske	Größe	Art.-Nr.	VE
PerforMax Ein-Patienten Vollgesichtsmaske mit Standard-Kniestück und 1 Kopfband	S	581052547	10
	L	581052548	10
	XL	581080425	5
PerforMax Ein-Patienten Vollgesichtsmaske mit Kniestück Typ 2 und 1 Kopfband	S	581052535	10
	L	581052536	10
	XL	581080424	5



PerforMax mit **Standard Kniestück** ohne Sicherheitsventil, ohne Ausatemschlitze (Intensiv-Respirator & HighFlow-CPAP)



PerforMax mit **Kniestück Typ 2** mit Sicherheitsventil und Ausatemschlitzen für die CO₂-Elimination (NIV-Respirator)

PerforMax Kniestücke	Art.-Nr.	VE
PerforMax Standard-Kniestück	581043210	5
PerforMax Kniestück Typ 2	581072647	5
PerforMax Bronchoskopie-Kniestück	581072652	5



PerforMax mit **Kniestück mit Bronchoskopieöffnung** ohne Sicherheitsventil, ohne Ausatemschlitze (Intensiv-Respirator & HighFlow-CPAP)