



# Leckagefreie Anpassung in Sekunden



## PerforMax wiederverwendbare Vollgesichtsmaske

mit auswechselbaren Kniestücken  
für unterschiedliche Therapieformen

**HABEL**  
MEDIZINTECHNIK

# PerforMax Vollgesichtsmaske

Die PerforMax Vollgesichtsmaske verbessert die NIV Therapie der Patienten und ermöglicht eine optimal wirksame Beatmung. Sie bietet größtmöglichen Tragekomfort ohne Druckstellen und lässt sich in wenigen Sekunden anpassen.










Die PerforMax gibt es in den Größen S, L und ab sofort auch in XL für Patienten mit einer größeren Gesichtsoberfläche.

Durch die einzigartige Auswahl an verschiedenen Kniestücken kann die PerforMax mit verschiedenen Beatmungssystemen (Ein- & Zwei-Schlauch-Systemen) verwendet werden.

Weiters können mit dem Bronchoskopie-Kniestück bronchoskopische Untersuchungen vorgenommen werden, ohne die nichtinvasive Beatmung zu unterbrechen.

## Bestellhinweis

PerforMax		Größe	Art.-Nr.	VE
PerforMax mit <b>Standard-Kniestück &amp; Kniestück Typ 2</b> und 1 Kopfband		S	581044385	1
		L	581044386	1
		XL	581080423	1
PerforMax mit <b>Standard-Kniestück &amp; Kniestück Typ 2</b> und 5 Kopfbändern		S	581052553	1
		L	581052554	1
		XL	581080420	1
PerforMax mit <b>Standard-Kniestück</b> und 4 Kopfhäuben		XS	581083085	1
		XXS	581083086	1
PerforMax mit <b>Kniestück Typ 2</b> und 4 Kopfhäuben		XS	581083083	1
		XXS	581083084	1
PerforMax Zubehör		Größe	Art.-Nr.	VE
PerforMax <b>Kopfband-Set</b>		S	581051857	5
		L	581051816	5
		XL	581080518	5
PerforMax Kniestücke			Art.-Nr.	VE
PerforMax Standard-Kniestück			581043210	5
PerforMax Kniestück Typ 2			581072647	5
PerforMax Bronchoskopie-Kniestück			581072652	5



PerforMax mit **Standard Kniestück** ohne Sicherheitsventil, ohne Ausatemschlitze (Intensiv-Respirator & HighFlow-CPAP)



PerforMax mit **Kniestück Typ 2** mit Sicherheitsventil und Ausatemschlitzen für die CO<sub>2</sub>-Elimination (NIV-Respirator)



PerforMax mit **Kniestück mit Bronchoskopieöffnung** ohne Sicherheitsventil, ohne Ausatemschlitze (Intensiv-Respirator & HighFlow-CPAP)