


Alice 6 Netzwerkkonzept



Alice 6 Anschlüsse/Netzwerkkonzept

Patientenzimmer Anschlüsse

Standard-Anschlüsse bettseitig

1 x CAT 5 Alice

1 x 230 V Alice

1 x 230 V Respironics CPAP/BiPAP-Therapiegerät

1 x 230 V Optionelles Zusatzgerät z.B. Capnographie

Standard-Anschlüsse Wand/Decke

1 x CAT 5 für Kamera Decke/bzw. Wandanschluss oben

1 x 230 V für Kamera Decke/bzw. Wandanschluss oben

1 x 230 V für Infrarotscheinwerfer Decke/bzw. Wandanschluss oben

Optionelle Anschlüsse

1 x CAT 5/seriell-Anschluss (Herstellerspezifisch) für Fremd-Therapiegeräte, bettseitig

1 x CAT 5 oder WLAN für bettseitiges Monitoring

1 x 230 V Raummikro f. Gegensprechanlage und Umgebungsgeräusch mit Decke/bzw. Wandanschluss oben

1 x 230 V Lautsprecher f. Gegensprechanlage mit Decke/bzw. Wandanschluss oben

2 x 230 V Zusatzgeräte Ph-Metrie/Oesophagus ect., bettseitig