



# Nichtinvasive Beatmung einfach gemacht



## PerformaTrak AF531 Einpatienten-Maske

mit auswechselbaren Kniestücken  
für unterschiedliche Therapieformen

**HABEL**  
MEDIZINTECHNIK

# PerformaTrak AF531

## Einpatienten-Nasen-/Mundmaske

Die PerformaTrak AF531 bietet einen stabilen Maskensitz, speziell bei hohen Beatmungsdrücken. Das doppellagige Maskenkissen gewährleistet hohen Anwendungskomfort und vereinfacht damit die nichtinvasive Beatmung.



### Vorteile

- Durch die einzigartige Auswahl an verschiedenen Kniestücken kann die PerformaTrak AF531 mit verschiedenen Beatmungssystemen (Ein- & Zwei-Schlauch-Systeme) verwendet werden.
- Die NIVO-Kniestücke bieten die Möglichkeit der Medikamenten-Vernebelung mittels NIVO-Vernebler.
- Des Weiteren können mit dem Bronchoskopie-Kniestück bronchoskopische Untersuchungen vorgenommen werden, ohne die nichtinvasive Beatmung zu unterbrechen.

### CapStrap

Die CapStrap-Maskenhalterung ist schnell aufsetz- und abnehmbar. Zusätzlich ermöglicht das CapStrap einen einfachen Zugang zum Mund, z.B. zum Trinken oder Sprechen.

### CleanClip Halterung

Der CleanClip Maskenhalter ermöglicht die praktische Lagerung der Beatmungsmaske während Therapie-Pausen und reduziert versehentliche Kontaminationen auf ein Minimum.

## mit Vierpunkt-Maskenhalterung



## mit CapStrap-Maskenhalterung



## mit auswechselbaren Kniestücken



### 1. Standard Kniestück

ohne Sicherheitsventil, ohne Ausatem-schlitze, für Zwei-Schlauch-Systeme (Intensiv-Respirator & HighFlow-CPAP)



### 2. Kniestück Typ 1

mit Sicherheitsventil, ohne Ausatem-schlitze, für Ein-Schlauch-Systeme (NIV-Respirator)



### 3. Kniestück Typ 2

mit Sicherheitsventil und Ausatem-schlitzen für die CO<sub>2</sub>-Elimination, für Ein-Schlauch-Systeme (NIV-Respirator)



### 4. Standard Kniestück für NIVO-Vernebler

ohne Sicherheitsventil, ohne Ausatem-schlitze, für Zwei-Schlauch-Systeme (Intensiv-Respirator & HighFlow-CPAP)



### 5. Kniestück Typ 1 für NIVO-Vernebler

mit Sicherheitsventil, ohne Ausatem-schlitze, für Ein-Schlauch-Systeme (NIV-Respirator)



### 6. Kniestück mit Bronchoskopieöffnung

ohne Sicherheitsventil, ohne Ausatem-schlitze, für Zwei-Schlauch-Systeme (Intensiv-Respirator & HighFlow-CPAP)







## Bestellhinweis



### PerformaTrak AF531 mit Vierpunkt-Maskenhalterung

Artikel	Größe	Art.-Nr.	VE/Stk.
PerformaTrak AF531 mit <b>Standard-Kniestück</b>	S	581061721	5
	M	581061722	5
	L	581061723	5
	S	581072624	10
	M	581072625	10
	L	581072626	10
PerformaTrak AF531 mit <b>Kniestück Typ 1</b>	S	581061718	5
	M	581061719	5
	L	581061720	5
	S	581072621	10
	M	581072622	10
	L	581072623	10
PerformaTrak AF531 mit <b>Kniestück Typ 2</b>	S	581061724	5
	M	581061725	5
	L	581061726	5

### PerformaTrak AF531 Kniestücke

Artikel	Art.-Nr.	VE/Stk.
Standard-Kniestück 	581043210	5
Kniestück Typ 1 	581072646	5
Kniestück Typ 2 	581072647	5
Bronchoskopie-Kniestück 	581072652	5

### CleanClip Halterungs-System





Artikel	Art.-Nr.	VE/Stk.
CleanClip Halterungs-System	581076430	1
CleanClip Halterung, Flügelschraube	581076197	1



### PerformaTrak AF531 mit CapStrap

Artikel	Größe	Art.-Nr.	VE/Stk.
PerformaTrak AF531 mit <b>Standard-Kniestück</b>	S	581061730	5
	M	581061731	5
	L	581061732	5
	S	581072630	10
	M	581072631	10
	L	581072632	10
PerformaTrak AF531 mit <b>Kniestück Typ 1</b>	S	581061727	5
	M	581061728	5
	L	581061729	5
	S	581072627	10
	M	581072628	10
	L	581072629	10

### NIVO Vernebler-System

Artikel	Art.-Nr.	VE/Stk.
NIVO Pro-X Controller 	581082693	1
NIVO Vernebler 	581076302	5
NIVO Standard-Kniestück 	581076754	5
NIVO Kniestück Typ 1 	581072650	5